

PHILIPS

Sistema IPL de
remoção de pelos

Lumea

Somente para uso no corpo

15 minutos para pernas

Vida útil >100.000 flashes
de luz

Design sem fio

SC2001/01



Evite o crescimento de pelos

Remoção de pelos IPL: sua pele macia todos os dias

O sistema de remoção de pelos IPL (Luz Pulsada Intensa) Philips Lumea faz um excelente trabalho na remoção dos pelos do corpo todo. Os pulsos de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele incrivelmente macia todos os dias.

Maciez todos os dias

- Sua pele macia todos os dias
- Eficiência sem esforço

Remoção de pelos com a tecnologia IPL

- Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa
- Tipos de pele e pelo adequados

Confortável e prático: até mesmo em peles sensíveis

- Cinco ajustes de intensidade
- Áreas de aplicação

Total liberdade, sem complicação

- Uso sem fio: mais praticidade
- Sem peças de substituição.

Destaques

Maciez todos os dias



O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço



Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de dois tratamentos quinzenais e uma redução total dos pelos após quatro a cinco tratamentos quinzenais. Para manter esses resultados, repita o tratamento a cada quatro ou seis semanas. O tempo entre os tratamentos pode variar.

Tecnologia IPL



O Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora de remoção de pelos a laser chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é

derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 1.500 voluntários.

Aplicação suave



O Philips Lumea conta com cinco ajustes de intensidade para garantir um tratamento confortável e eficaz. Quando usado corretamente, o tratamento IPL é seguro e confortável: até mesmo em peles e áreas sensíveis do corpo.

Uso sem fio: mais praticidade



O design sem fio exclusivo do Philips Lumea é perfeito para o tratamento de qualquer área desejada.

Sem peças de substituição.



O Philips Lumea é uma solução completa que vem pronta para uso. E o mais importante: ele não requer gel ou lâmpadas de substituição.

Áreas de aplicação



Você pode usar o aparelho para remover os pelos do corpo em regiões abaixo do pescoço: pernas, axilas, virilha, braços e barriga.

Tipos de pele e pelo adequados



O Philips Lumea funciona perfeitamente com pelos louro-escuros (naturais), castanhos e pretos. Assim como outros tratamentos a laser, o Philips Lumea NÃO funciona corretamente com pelos ruivos, louro-claros, grisalhos ou brancos. O Philips Lumea também NÃO é adequado para peles escuras.

Especificações

Áreas de aplicação

Áreas do corpo: Pernas, Braços, Axilas, Barriga, Virilha

Ajustes para controle e segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele contra os raios UV

5 ajustes de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evita flashes acidentais

Modo de aplicação

Step and Flash: Para realizar o tratamento em regiões curvas

Uso com fio / sem fio: Sem fio

Alimentação elétrica

Tempo de carregamento: 100 min

Voltagem: 100-240 V

Tempo de funcionamento: 320 flashes por minuto

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Emite <gt/> 80.000 flashes

Acessórios

Acessório do aparelho (3 cm2): Para uso abaixo da linha do pescoço

Serviço

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Itens inclusos

Instruções de uso: DVD demonstrativo, Guia de início rápido, Manual do Usuário

Carregador: Carregador bivolt

Armazenamento: Estojo

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1 min

Linha do biquíni: 1 min

