

PHILIPS

Sistema IPL de
remoção de pelos

Lumea Comfort

Somente para uso no corpo

22 minutos para as pernas

Vida útil >100.000 flashes
de luz

Design compacto com fio

SC1981/50



Redução de pelos de longo prazo

para suavidade da pele por mais tempo

O sistema de remoção de pelos IPL (Luz Pulsada Intensa) Philips Lumea faz um excelente trabalho na remoção dos pelos do corpo todo. Os flashes de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele incrivelmente macia todos os dias.

Maciez todos os dias

- Eficiência sem esforço
- Sua pele macia todos os dias

Remoção de pelos com a tecnologia IPL

- Para uso eficiente no conforto de sua casa

Suave e eficaz no corpo


- Cinco ajustes de intensidade
- Suave e eficaz até mesmo nas regiões sensíveis
- Sensor de coloração da pele
- Modo Slide and Flash para garantir uma aplicação mais prática
- Adequado para diferentes tipos de pele e pelos

O Lumea com o design mais compacto

- Não há custos ocultos nem a necessidade de peças de substituição

Destaque

Sua pele macia todos os dias



O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele macia e sem pelos. Para manter esses resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento do pelo. - Para ampliar a imagem, clique na imagem na galeria de imagens na parte superior desta página

Tecnologia IPL

O Philips Lumea Comfort utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz, chamada IPL (Intense Pulsed Light (Luz intensa pulsada)), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para uma utilização eficaz no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em

parceria com especialistas em cuidados para a pele para desenvolver essa tecnologia. Por mais de 10 anos, a Philips realizou diversas pesquisas de consumidores em tecnologia de IPL com mais de 2.000 mulheres.

Tipos de pele e pelo adequados

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Very light blonde	Very light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark blonde	Dark	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light brown	Light brown	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dark brown	Dark brown	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Black	Black	✗	✗	✗	✗	✗	✗

O sistema IPL de remoção de pelos do Philips Lumea Comfort funciona com eficiência em pelos (naturalmente) louros escuros, castanhos e pretos. Assim como outros tratamentos baseados em luz, o sistema IPL de remoção de pelos do Lumea Comfort NÃO é eficaz em ruivos, louros claros ou brancos/grisalhos. - Para ampliar a imagem, clique na imagem na galeria de imagens na parte superior desta página

Áreas de aplicação

Use com total confiança para a remoção de pelos do corpo incluindo pernas, axilas, virilha, abdômen e braços.

Cinco ajustes de luz



O sistema IPL de remoção de pelos Philips Lumea conta com cinco ajustes de luz para garantir um tratamento confortável e eficaz.


Quando usado corretamente, o tratamento IPL é suave e confortável, até mesmo em peles e áreas sensíveis do corpo.

Sensor de coloração da pele



O exclusivo Sensor de Coloração da Pele mede a cor da pele tratada no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. Se ele detectar um tom de pele muito escuro para o uso do Lumea Comfort, interromperá automaticamente a emissão de pulsos.

Modo Slide and Flash



O sistema IPL de remoção de pelos Lumea Comfort permite uma aplicação mais prática e contínua.

Não são necessárias peças de subst.

O sistema IPL de remoção de pelos Philips Lumea Comfort é uma solução completa que vem pronta para o uso. O mais importante: ele não requer substituição de lâmpadas, oferecendo 4 anos de tratamento corporal completo sem custos extra.

Especificações

Áreas de aplicação

Áreas do corpo: Pernas, Barriga, Virilha, Axilas

Áreas sensíveis: pequenas áreas, como axilas

Ajustes para controle e segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele contra os raios UV

5 ajustes de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evita flashes acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o tom da sua pele

Modo de aplicação

Slide and Flash: Garante fácil aplicação

Step and Flash: Para realizar o tratamento em regiões curvas

Uso com fio / sem fio: Com fio

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Emite <gt/> 100.000 flashes

Serviço

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Itens inclusos

Instruções de uso: Guia de início rápido, Manual do Usuário

Adaptador: 24 V / 1.500 mA

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 11 minutos

Axila: 1,5 minuto

Linha do biquíni: 1,5 minuto

Áreas sensíveis: 2,5 minutos

