

# PHILIPS

Almohadilla para  
mascarilla oronasal

DreamWear Full  
Face

Pieza repuesto para mascarilla  
oronasal

Almohadilla de ancho mediano

 Product Picture

HH1128



## La sensación de no llevar mascarilla.\*

Con la libertad y la comodidad de las almohadillas oronasales de DreamWear Full Face, podrá dormir como desee. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente.

### **Un diseño innovador**

- Un diseño modular para tener más opciones

### **Comodidad y facilidad de uso**

- Fácil de usar
- Almohadilla oronasal que no cubre la nariz

## Destacados

### Fácil de usar



Muy pocas piezas para facilitar el montaje, el desmontaje y la limpieza.

### Libertad de elección



Diseño modular que permite a los usuarios elegir la almohadilla que más les convenga, todas en un solo armazón.

### No deja marcas rojas en el puente nasal



El diseño innovador de la almohadilla que no cubre la nariz facilita la desaparición de las marcas rojas, de las incomodidades y de la irritación del puente nasal\*\*.

## Especificaciones

### Limpieza: almohadilla

Lavar a mano con detergente suave: Enjuagar en profundidad, secar al aire<sup>1</sup>

### Sustitución

Inspeccionar a diario por si se observan signos de desgaste: Sustituir en caso de signos de desgaste

### Detalles del producto

**Materiales:** Policarbonato, Silicona

**Garantía:** 90 días



\*\* Análisis de los datos del estudio sobre preferencias del paciente de agosto de 2017 donde n = 85 y las mascarillas prescritas incluyen Airfit F10 y F20 de Resmed, Amara View de Respironics y Simplus de F&P; datos basados en 10 días de uso.

<sup>1</sup> Consulte las instrucciones de uso para obtener instrucciones de limpieza más detalladas.