

PHILIPS

Máscara nasal pediátrica
de contato mínimo

Wisp Pediátrica

Embalagem

Armação de tamanho infantil

3 almofadas

HH1038



Design exclusivo para as necessidades únicas do paciente

Uma máscara genuinamente projetada para crianças, desde o formato da armação até a curva da almofada. As crianças podem usar confortavelmente a máscara para realizar suas atividades diárias regulares.

Design

- Curvatura da almofada modificada para se ajustar ao rosto e nariz de uma criança
- Para um encaixe menos invasivo da máscara

Desempenho e conforto

- Máscara projetada especificamente para crianças

Estampas lúdicas

- Estampas divertidas e tecidos macios para o público infantil

Ampla linha de visão

- Leia, assista à TV ou use óculos

Destques

Estampa de girafa no de tecido

O tema lúdico ajuda a criança a aceitar a terapia e a deixa mais confortável com a máscara.

Maior independência

O design elegante da Wisp elimina a necessidade de um amortecedor de apoio na testa, permitindo que as crianças usem confortavelmente a máscara durante suas atividades diárias normais.

Correção inovadora de vazamento

O Seletor de Correção de Vazamento permite ajustar a máscara sem removê-la ou acordar a criança.

Contato mínimo, conforto máximo

A almofada, a armação e o protetor de cabeça foram projetados para se ajustarem ao tamanho e à estrutura óssea de pacientes pediátricos.

Macia e confortável

Todos os três tamanhos de almofada se encaixam na mesma armação

Especificações

Especificações

Nível de pressão sonora: 22.1 dBA

Nº de peças: Cinco

Material do fixador para cefálico: Silicone

Material do fixador para cefálico: UBL/espuma de poliuretano/nylon/elastano

Material da tubulação: Elastômero de poliéster termoplástico

Material da estrutura:

Nylon/Elastano/Poliuretano/espuma/Poliéster/Acrílico

material giratório/articulação:: Nylon amorfo

Pressões de operação: 4 -20 cmH2O

Material dos cliques do fixador para cabeça: Nylon amorfo

Parte exterior do tubo: Nylon/Elastano

Intenção de uso

pacientes <gt; 5 kg com parâmetro de pressão positiva contínua nas vias aéreas.; terapia de dois níveis ou prescrição de ventilação não invasiva

Serviço

Garantia: 90 dias

