

# PHILIPS

## Máscara nasal

### DreamWisp

Conexão do tubo no topo da cabeça

Almofada com contato nasal mínimo

Fixador cefálico que contém quatro pontas

3 almofadas incluídas

HH1142/00



## Durma confortavelmente a cada virada.

A DreamWisp combina a liberdade proporcionada pelo revolucionário tubo DreamWear com design no topo da cabeça à vedação da almofada Wisp de contato nasal mínimo, a DreamWisp oferece a liberdade de dormir em qualquer posição durante a noite.

### Quantidade mínima de peças

- O encaixe que todos querem com o mínimo de peças
- Fácil de conectar, simplesmente de ajustar

### Clipes magnéticos

- Os cliques do protetor de cabeça e da almofada da máscara contêm ímãs

### Campo de visão amplo

- Leia, assista à TV ou use óculos

### Liberdade de movimento


- Permite que você durma em qualquer posição

### Conforto e facilidade de uso

- A almofada com conforto e confiança

# Destques

## Clipes magnéticos



Entre em contato com seu profissional de saúde antes de usar esta máscara. Alguns dispositivos médicos podem ser afetados por campos magnéticos. Os cliques magnéticos nesta máscara devem ser mantidos a pelo menos 2 pol. (50 mm) de qualquer dispositivo médico ativo, com atenção especial aos dispositivos implantados, como marcapassos, desfibriladores e implantes cocleares. Leia as informações de uso incluídas na embalagem para obter mais informações.

## Durma em qualquer posição



Com seu revolucionário design com apoio para a cabeça, a DreamWisp permite maior liberdade de movimento, mantendo os tubos fora do caminho. Você fica livre para mudar de posição a noite toda – de lado, de costas, de barriga para baixo. Usuários afirmam estarem satisfeitos com o quão ajustada a máscara permanece no lugar enquanto dormem.

## Projetado com o mínimo de peças



O protetor de cabeça da DreamWisp foi projetado para oferecer conforto excepcional. O equipamento de quatro pontos é estilizado para proporcionar estabilidade com menos peças, enquanto a armação leve e macia funciona como o canal de fluxo de ar do DreamWisp. Isso significa menos componentes entrando em contato com você enquanto você dorme, para que você possa desfrutar de uma terapia confortável, a noite toda, todas as noites.

## Clipes magnéticos



Ajudá-lo a permanecer comprometido com a terapia do sono significa torná-la o mais conveniente possível. A DreamWisp possui cliques magnéticos que são rápidos e fáceis de conectar ou desconectar. Isso simplifica a colocação ou retirada da máscara, a qualquer


momento. Usuários declararam estarem mais satisfeitos com a facilidade de usar da máscara DreamWisp.

## A almofada Wisp



A DreamWisp combina o desempenho de uma máscara nasal com um design minimamente invasivo, uma vedação excepcional e o conforto da tecnologia de almofadas Wisp. Os pacientes estão mais satisfeitos com o quão bem a máscara mantém a vedação durante o uso.

## Visão desobstruída



O design exclusivo do tubo na parte superior da cabeça permite que você tenha um campo de visão desobstruído. Com a DreamWisp, você pode ler, navegar na web ou assistir à TV enquanto dorme.

# Especificações

## Detalhes do produto

**Materiais:** Silicone

**Materiais:** Policarbonato

**Materiais:** Espuma de poliuretano

**Materiais:** Nylon

**Materiais:** Elastano

**Materiais:** Poliéster

**Materiais:** Ímã (Acetal)

**Garantia:** 90 dias

**Pressão de operação:** 4 - 30 cmH<sub>2</sub>O

**Nível de som:** 18,7 dbA

## Intenção de uso

Para ser usado em pacientes com mais de 30 kg (66 lbs); para quem a terapia CPAP foi prescrita

## Aviso: Interferência magnética

**Cuidado com marca-passos:** Leia informações antes do uso

## Dados de calibração

**Lave à mão com detergente neutro:** Enxágue bem, pendure ou seque ao vento

