

PHILIPS

Máscara nasal

Pico

Embalagem

c/ Almofada pequena/média

HH1032/01



Desempenho de valor agregado

Uma máscara nasal tradicional verdadeiramente atraente que promove contato mínimo com o rosto e oferece simplicidade, conforto e vedação.

Design compacto

- A Pico se adapta confortavelmente a mais de 98% dos usuários*
- A mais leve e menor máscara nasal tradicional *

Desempenho e conforto

- Fornece encaixe e ajuste rápidos e fáceis

Destaques

Design compacto para um encaixe natural




A almofada de "ponta do nariz" foi projetada para ficar abaixo da ponte nasal, gerando contato mínimo com o rosto e criando uma melhor vedação. * Dados em arquivo, Pesquisa de Marketing Interno 2013

Design minimalista, vedação superior



O design e os cliques do protetor de cabeça facilitam o uso e a limpeza.

Opte pela opção menor e mais leve



A Pico entra minimamente em contato com o rosto, oferecendo a liberdade de assistir à televisão ou ler enquanto a usa. * Dados em arquivo, Pesquisa de Marketing Interno 2013

Especificações

Especificações

Pressão de operação: 4 -20 cm H2O

Nível de pressão sonora: 19 dBA

Nº de peças: Cinco

Material da almofada: Silicone/policarbonato

Material do fixador para cefálico:

UBL/espuma de uretano/nylon/lycra

Material do conector articulável/moldura:

Policarbonato

Material de cliques em garra: Elastômero de

poliéster termoplástico

Serviço

Garantia: 90 dias

