

PHILIPS

Máscara nasal

DreamWear

Fitpack inclui armação e 4 almofadas

Conforto excepcional

Encaixe e vedação aprimorados

Durma em qualquer posição desejada



HH1111



DreamWear[®]

Máscara nasal com almofada debaixo do nariz

O design inovador* da DreamWear oferece a liberdade e o conforto para dormir da maneira que você deseja.

Liberdade de movimento

- Para um sono mais natural
- Armação macia e flexível
- Design inovador para mais liberdade na terapia do sono
- Mais conforto com Dreamwear

Design inovador

- Estabilidade como nunca antes

Sem marcas vermelhas na ponte do nariz

- Almofada sob o nariz

Visão desobstruída

- Conexão do tubo na cabeça
- Leia sem restrições ou assista à TV

Destques

Almofada sob o nariz



A almofada da máscara para suavemente sob o nariz, o que não causa pontos de pressão na ponte nasal e evita irritações desagradáveis da pele nas narinas.

Um sono mais natural



A DreamWear combina as vantagens das máscaras de contato mínimo e das máscaras nasais, proporciona alto conforto e pode contribuir para o sucesso da terapia do sono.

Conexão do tubo na cabeça



O ar expirado não é descarregado diretamente no nariz, mas no topo da cabeça. Esse posicionamento do tubo permite mais


liberdade de movimento durante o sono. Os usuários dizem que não precisam mais dormir em uma posição específica com a DreamWear, ou seja, têm mais liberdade.*

Leia ou assista à TV



Grças ao design aberto, a DreamWear oferece um campo de visão muito amplo, para que você possa facilmente usar óculos e ler, assistir à TV ou usar um tablet ou PC na cama antes de dormir.

Armação macia e flexível



O material flexível, através do qual o ar flui, repousa suavemente sobre a pele, evita pontos de pressão e proporciona um encaixe confortável.

Design inovador

O design inovador* da DreamWear evita feridas de pressão e irritação da pele nas narinas e na ponte do nariz e permite ao

usuário, além de um campo de visão desobstruído, maior liberdade de movimento através da conexão do tubo na cabeça.

Estabilidade como nunca antes



Com um design inovador que ajuda a reduzir o deslize, o protetor de cabeça DreamWear com hastes oferece estabilidade adicional. Os braços funcionam da mesma maneira que as hastes dos óculos, impedindo que a máscara e o protetor se movam ao serem usados. 88% dos usuários do DreamWear1 afirmaram que nossa máscara com protetor de cabeça atualizado era mais estável do que o protetor original.

Mais conforto com Dreamwear

Usuários afirmaram que a DreamWear é mais confortável de usar do que a máscara prescrita anteriormente, pois é quase imperceptível.

Especificações

Design inovador

Comfort and performance: Redução de irritação na pele

Especificações

Pressão de operação: 4 -20 cmH2O

Nível de pressão sonora: 18 dBA

Nº de peças: Cinco

Material do fixador para cefálico: Espuma de uretano/nylon/elastano

Material da estrutura: Policarbonato

Material do conector articulável/moldura: Policarbonato

Serviço

Garantia: 90 dias



* Fonte: Pesquisa com Usuários Philips 2015

* A compra da DreamWear deve ser feita pelo usuário e geralmente não há reembolso pelo seguro de saúde regulamentar.

* O escopo de fornecimento inclui uma máscara de armação padrão (tamanho M) e quatro almofadas para todos os tamanhos (P, M, MW, G). O dispositivo de terapia do sono não está incluído.