

# PHILIPS

 Product Picture

IPL-  
Haarentfernungsgerät

Lumea Advanced

Zur Anwendung am Körper

15 Minuten für beide  
Unterschenkel

> 250.000 Lichtimpulse

Extra langes Kabel

SC1995/00

## Einfache, langanhaltende Haarentfernung

Philips Lumea Advanced verhindert effektiv das Nachwachsen von Haaren am Körper. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

### **Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie**

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Für eine sichere und effektive Verwendung zu Hause
- Einfach wirksam
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

### **Sicher, schnell und effektiv am Körper**

- Zur Anwendung am Körper
- Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung
- Sanfte Behandlung

### **Maximale Freiheit, minimaler Aufwand**

- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- "Slide and Flash"-Modus für eine komfortablere Anwendung
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen


# Besonderheiten

## IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

## Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

## Einfach wirksam

Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von 14 Tagen

gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren. - Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

## Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Dieses Produkt ist NICHT geeignet für dunkle Haut.

## Anwendungsbereiche

Für ein gutes Gefühl bei der Entfernung von Haaren in Körperpartien unterhalb des Halsausschnitts: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

## Schnelle Anwendung an den Beinen

Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung an großen Körperpartien wie den Beinen.

## Sanfte Behandlung

Sanft zu Ihrer Haut.

## Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

## "Slide and Flash"-Modus



Hauptanwendungsmodus ermöglicht gleitende Bewegung für eine komfortablere und gleichmäßige Anwendung.

## Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen

Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

# Daten

## Anwendungsbereiche

**Körperbereiche:** Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

## Anwendungsmodus

**„Slide and Flash“:** Für komfortable Anwendung

**Mit Kabel/kabellos:** Mit Kabel

**„Stamp and Flash“:** Für die Behandlung kurviger Bereiche

## Leistung

**Stromspannung:** 100 bis 240 V

## Technische Daten

**Hochleistungs-Lampe:** Bietet > 250.000 Lichtimpulse

## Aufsätze

**Körperaufsatz (4 cm<sup>2</sup>):** Für den Gebrauch unterhalb des Halses

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Gewährleistung

## Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Bedienungsanleitung

**Lagerung:** Aufbewahrungsetui

**Adapter:** 24 V/1500 mA

**Zubehör:** Reinigungstuch

## Anwendungszeit

**Unterschenkel:** 8 Min.

**Achselhöhle:** 1 Min.

**Bikinizone:** 2 Min.

