

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Prestige

Nur für Körper, Gesicht,
Bikinizone

15 Minuten für beide
Unterschenkel

> 250.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design

SC2009/00



Langanhaltend glatte Haut ohne Haare*

Philips Lumea Prestige ist das effektivste kabellose IPL-Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren im Gesicht und am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam
- Für eine sichere und effektive Verwendung zu Hause
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Sanft und effektiv am Körper, im Gesicht und in der Bikinizone

- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung
- Aufsatz für eine sichere Behandlung des Gesichts
- Aufsatz speziell zur Behandlung der Bikinizone
- Sanfte Behandlung

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen


Besonderheiten

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen. Dadurch nimmt die Menge an Haar, die an Ihrem Körper wächst, mit der Zeit ab. Durch wiederholte Behandlung bleibt Ihre Haut haarfrei und wunderbar glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von 14 Tagen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem

Haarwuchs variieren. – Zum Vergrößern des Bildes klicken Sie bitte auf das Bild in der Galerie oben auf dieser Seite.

Geeignete Haar- und Hauttypen




Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

Anwendungsgebiete



Gesichtshaare (Oberlippe, Kinn und Wangen) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, am Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Schnelle Anwendung an den Beinen



Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung an großen Körperpartien, wie z. B. Beinen

Zusätzliche Sicherheit für das Gesicht



Der Aufsatz fürs Gesicht verfügt über seinen eigenen speziellen integrierten Lichtfilter für eine sichere und praktische Verwendung auf der Oberlippe, dem Kinn und an den Koteletten. Er kann auch in anderen empfindlichen Bereichen des Körpers verwendet werden, z. B. an den Achseln und anderen schwer erreichbaren Stellen.

Aufsatz für die Bikinizone



Aufsatz für die Bikinizone für eine effektive Behandlung der Haare in diesem Bereich. Diese sind in der Regel stärker und dicker als Beinhaar.

Sanfte Behandlung



Sanft zu Ihrer Haut.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtenergieeinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungsmodus

Schieben und blinken: Für komfortable Anwendung

Schnurgebundene / schnurlose Verwendung:

Kabellos

Stempel und Blitz: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Leistung

Ladezeit: 100 Min.

Spannung: 100-240 V

Betriebszeit: Mindestens 370 Blitze

Technische Daten

Hochleistungslampe: Bietet <gt/> 250.000 Lichtimpulse

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Aufsatz für die Bikinizone (2 cm²): Besondere

Behandlung der Bikinizone

Aufsatz fürs Gesicht (2 cm²): Zur sicheren Anwendung im Gesicht

Bedienung

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Ladegerät: Multispannungs-Ladegerät

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lager: Hochwertige Aufbewahrungstasche

Zubehör: Reinigungstuch

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8 Min.

Achsel: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

Gesichtsbereiche: 1 Min.

