

PHILIPS

Máscara Nasal

Wisp

Embalagem

3 almofadas (P/M, G, GG)

Clips Magnéticos

c/ protetor de cabeça

HH1023



O desempenho ganhou um novo estilo

A tecnologia inteligente do encaixe de vedação automática da Wisp acomoda todos os seus movimentos, para uma vedação superior e uma ótima noite de sono.

Clipes magnéticos

- Os cliques do protetor de cabeça e da almofada da máscara contêm ímãs

Fácil de usar

- As estruturas de silicone e tecido da máscara Wisp proporcionam conforto e estabilidade durante o seu tratamento da apneia do sono.

Campo de visão amplo

- Leia, assista à TV ou use óculos

Design compacto

- A Wisp se adapta confortavelmente a mais de 98% dos usuários*

Desempenho e conforto

- Fornece encaixe e ajuste rápidos e fáceis.

Destques

Design compacto, encaixe natural



A almofada de "ponta do nariz" foi projetada para ficar abaixo da ponte nasal, gerando contato mínimo com o rosto e criando uma melhor vedação. * Confirmação via banco de dados antropométrico

Maior independência



O design elegante da Wisp elimina a necessidade de uma amortecedor na testa, oferecendo um melhor campo de visão.

Design minimalista, vedação superior



O design e os cliques do protetor de cabeça facilitam o uso e a limpeza.

Clipes magnéticos

Entre em contato com seu profissional de saúde antes de usar esta máscara. Alguns dispositivos médicos podem ser afetados por campos magnéticos. Os cliques magnéticos nesta máscara devem ser mantidos a pelo menos 2 pol. (50 mm) de qualquer dispositivo médico ativo, com atenção especial aos dispositivos implantados, como marcapassos, desfibriladores e implantes cocleares. Leia as informações de uso incluídas na embalagem para obter mais informações.

Armação intercabiável



As estruturas de silicone e tecido da máscara Wisp proporcionam conforto e estabilidade durante o seu tratamento da apneia do sono.

Especificações

Especificações

Nível de pressão sonora: 19 dBA

Nº de peças: Seis

Material da almofada: Silicone/polycarbonato

Material do fixador para cefálico:

UBL/espuma de uretano/nylon/elastano/termoplástico de nylon

Material da tubulação: Elastômero de poliéster termoplástico

Material da estrutura: Silicone/Polycarbonato

Material giratório: Silicone/Polycarbonato

material giratório/articulação: Polycarbonato

Pressões de operação: 4 -20 cmH2O

Material dos cliques do fixador para cabeça:

Acetal copolímero

Design

Design patenteado: Design da almofada na ponta do nariz

Expiração silenciosa: Cotovelo com rotação de 360 graus

Estrutura de silicone: Armação transparente e discreta

Serviço

Garantia: 90 dias

