

PHILIPS

12V DC:n johto
DreamStation-laitteeseen

mukana akkusovitinkaapeli

Autolaturin johto

Sopii System One -laitteeseen

HH1422



Soveltuu paljon matkustaville

Kuuluu Dream-tuotesarjaan

Tätä johtoa voi käyttää DreamStation-sarjan laitteissa, kun verkkovirtaa ei ole saatavilla. Johto liitetään ajoneuvon virtalähteeseen tai ulkoiseen virtalähteeseen. Sopii hyvin paljon matkustaville ja retkeilyyn.

Sopii matkakäyttöön.

- Voit hyötyä hoidosta kaikkialla

Kohokohdat

Helppokäyttöinen



Kaapelit sopivat täydellisesti matkailuun, sillä niillä voit kytkeä laitteesi joko akkupakettiin tai mihin tahansa 12 V:n

tupakansytytinpistokkeeseen. Hauenleuallinen kaapeli on tarkoitettu syväpurkausakkuihin, joita käytetään usein veneissä. Autolaturin johto antaa DreamStation-laitteen lisäksi virtaa myös lämmitettyyn kostuttimeen ja lämmitetylle letkulle, jos sellaiset on liitetty.

Tekniset tiedot

Virta

Virtalähde: Sopii DreamStation- ja System One -laitteisiin

Pakkauksen sisältö

Kaksi vaihtosulaketta: Yes

Akkusovitinkaapeli: Yes

Suojattu DC-johto: Yes

Tekniset tiedot

Akkusovitinkaapeli: 5

DC-johdon pituus: 2

