

# PHILIPS

Máscara nasal pediátrica  
de contacto mínimo

Wisp

Envase

Arnés de tamaño infantil  
y 3 almohadillas

HH1038



## Diseño exclusivo para las necesidades únicas del paciente

Una máscara diseñada para niños - desde la forma de la estructura hasta la curva de la almohadilla. Los niños pueden usar cómodamente la máscara durante sus actividades diarias.

### Diseño

- Curvatura modificada de la almohadilla para adaptarse al rostro y a la nariz de un bebé
- Para un ajuste de máscara menos invasivo

### Rendimiento y comodidad

- Máscara especialmente diseñada para niños

### Estampados para niños

- Estampados divertidos para niños y materiales de tejido suave

### Línea de visión abierta

- Leer, mirar televisión o usar gafas

## Destacados

### Diseño de tela de jirafa



Los temas son alegres para facilitar la terapia del niño, y que sea más cómodo con la máscara.

### Mayor independencia



El diseño elegante de Wisp elimina la necesidad de una almohadilla para la frente, lo que permite que los niños usen cómodamente la máscara durante sus actividades diarias habituales.

### Innovadora corrección de fugas



El selector de corrección de fugas le permite ajustar la máscara sin quitarla ni despertar al niño.

### Contacto mínimo, máxima comodidad



El diseño de la almohadilla, la estructura y el arnés permite que se adapte al tamaño y a la estructura ósea de los pacientes pediátricos.

### Suaves y cómodos



Los tres tamaños de la almohadilla se adaptan a la misma estructura

## Especificaciones

### Specifications

Tube wrap: Nylon/spandex

### Especificaciones

Sound pressure level: 22.1 dBA

N° of parts: Cinco

Material de amortiguación: Silicona

Headgear material: UBL/espuma de poliuretano/nylon/spandex

Tubing material: Elastómero de poliéster termoplástico

Frame material:

Nylon/spandex/poliuretano/espuma/poliéster/acrílico

Elbow/Swivel material: Nylon amorfo

Operating pressures: 4 -20 cmH2O

Headgear clips material: Nylon amorfo

