

PHILIPS

Dispositivo de depilación IPL

Lumea Advanced

Para uso corporal y facial

15 minutos para las pantorrillas

Más de 250.000 pulsaciones

Cable extralargo

SC1997/00



Suave reducción del vello a largo plazo

El sistema Philips Lumea Advanced hace maravillas para inhibir la reaparición del vello en el cuerpo y en la cara. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Eliminación duradera del vello gracias a la tecnología IPL

- Disfruta de una piel suave cada día
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Seguro, rápido y eficaz en el cuerpo y la cara

- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Ventana de tratamiento amplia para una aplicación rápida
- Sensor de tono de piel integrado
- Accesorio de precisión para mayor seguridad en la cara
- Tratamiento suave

Máxima libertad, mínimas molestias

- Sin repuestos ni costos adicionales
- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable

Destacados

Tecnología IPL




Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.

Disfruta de una piel suave cada día



Philips Lumea aplica gentiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Si se repite el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto.

Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El

tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Este producto TAMPOCO es adecuado para piel oscura.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, área del bikini, vientre y brazos).

Tratamiento rápido en las piernas



Ventana de tratamiento grande para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Seguridad adicional para el rostro



Gracias al filtro de luz adicional integrado, se puede utilizar para tratar de forma segura el vello facial del labio superior, las mejillas y otras zonas sensibles.

Sensor de tono de piel



El sensor de tono de piel integrado evalúa el tono de la piel tratada al principio de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. Si detecta que el tono de piel es demasiado oscuro para este producto, detiene automáticamente la emisión de pulsos.

Tratamiento suave



Suave con tu piel.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas del rostro: Mentón, Patillas, Bozo

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Uso con y sin cables: Con cable

Estampe y dispare: Para el tratamiento de zonas curvas

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Uso con cable

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 250.000 pulsos

Archivos adjuntos

Accesorio para precisión (2 cm²): Para aplicación segura en el rostro

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Accesorio: Paño de limpieza

Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 2 min

Zonas del rostro: 2 min

