

PHILIPS

Sistema IPL de
remoção de pelos

Lumea Comfort

Lumea

22 minutos para as pernas

Vida útil >100.000 flashes
de luz

Design compacto com fio

SC1981/60



Solução IPL compacta

que previne o crescimento de pelos, proporcionando uma pele macia

O sistema de remoção de pelos IPL (Luz Pulsada Intensa) Philips Lumea faz um excelente trabalho na remoção dos pelos tanto do rosto quanto do corpo todo. Os pulsos de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele incrivelmente macia todos os dias.

Maciez todos os dias

- Eficiência sem esforço
- Sua pele macia todos os dias

Remoção de pelos com a tecnologia IPL

- Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa

O Lumea com o design mais compacto


- Não há custos ocultos nem a necessidade de peças de substituição
- O menor e mais leve da linha de aparelhos Lumea

Seguro e eficaz no rosto e no corpo

- Cinco ajustes de intensidade
- Sensor de coloração da pele
- Seguro e eficaz até mesmo nas regiões sensíveis
- Modo Slide and Flash para garantir uma aplicação mais prática
- Adequado para diferentes tipos de pele e pelos

Destaques

Sua pele macia todos os dias



O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele macia e sem pelos. Para manter esses resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento do pelo. - Para ampliar a imagem, clique na imagem na galeria de imagens na parte superior desta página

Tecnologia IPL



O Philips Lumea Comfort utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Intense Pulsed Light (Luz intensa pulsada)), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para uma utilização eficaz no conforto e segurança da sua casa. A Philips

trabalhou em parceria com especialistas em cuidados para a pele para desenvolver essa tecnologia. Por mais de 10 anos, a Philips realizou diversas pesquisas de consumidores em tecnologia de IPL com mais de 2.000 mulheres.

Tipos de pele e pelo adequados

Haarfarbe Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Light blonde	Lightest	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Medium-light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Medium	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light blonde	Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light blonde	Very dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗

O Philips Lumea Comfort funciona com mais eficiência em pelos (naturalmente) louros escuros, castanhos e pretos. Assim como outros tratamentos baseados em luz, o Lumea Comfort NÃO é eficaz em pelos ruivos, louros claros ou brancos/grisalhos. - Para ampliar a imagem, clique na imagem na galeria de imagens na parte superior desta página

Áreas de aplicação



Use com total confiança para a remoção de pelos do rosto (boca, queixo e costeletas) e regiões do corpo, incluindo pernas, axilas, virilha, abdome e braços.

Cinco ajustes de luz




O Philips Lumea Comfort conta com cinco ajustes de luz para garantir um tratamento confortável e eficaz. Quando usado corretamente, o tratamento IPL do Philips Lumea é seguro e confortável: até mesmo em peles e áreas sensíveis do corpo.

Sensor de coloração da pele



O exclusivo Sensor de Coloração da Pele mede a cor da pele tratada no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. Se ele detectar um tom de pele muito escuro para o uso do Lumea Comfort, interromperá automaticamente a emissão de pulsos.

Modo Slide and Flash



O Lumea Comfort pode ser usado deslizando-o sobre a pele, garantindo uma aplicação mais conveniente e contínua.

Lumea: menor e mais leve

O Philips Lumea Comfort é o menor e mais leve da linha Lumea. Ele é fácil de segurar e alcança todas as áreas que desejar tratar.

Não são necessárias peças de subst.



O Philips Lumea Comfort é uma solução completa que vem pronta para o uso. E o mais importante: ele não requer gel ou substituição de lâmpadas.

Especificações

Áreas de aplicação

Áreas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Virilha, Axilas
Áreas da face: Queixo, Costeletas, Buço

Ajustes para controle e segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele contra os raios UV
5 ajustes de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele
Sistema de segurança integrado: Evita flashes acidentais
Sensor de tom de pele: Detecta o tom da sua pele

Modo de aplicação

Slide and Flash: Garante fácil aplicação
Step and Flash: Para realizar o tratamento em regiões curvas
Uso com fio / sem fio: Com fio

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Emite <gt/> 100.000 flashes

Serviço

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Itens inclusos

Instruções de uso: Guia de início rápido, Manual do Usuário
Adaptador: 24 V / 1.500 mA

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 11 minutos
Axila: 1,5 minuto
Linha do biquíni: 1,5 minuto
Áreas da face: 2,5 minutos

