

# PHILIPS

Kit con arnés S/M

DreamWear Nasal

Comodidad excepcional

Mejor ajuste y sellado

Duerma de la forma que sueña

Mejor estabilidad que nunca

HH1150/00



## DreamWear con diseño de arnés mejorado

Respironics DreamWear de Philips, ahora con arnés mejorado, ofrece un nuevo nivel de estabilidad y rendimiento de la máscara. El arnés DreamWear, con un exclusivo diseño antideslizante del brazo, ayuda a mantener la máscara ajustada durante toda la noche.

### Diseño innovador

- Mejor ajuste y sellado
- Duerma de la forma que sueña
- Mejor estabilidad que nunca

### Diseño modular

- Comodidad excepcional

## Destacados

### Comodidad excepcional

El 94% de los usuarios de la máscara nasal DreamWear que fueron encuestados indicaron que dormían cómodos cuando usaban la máscara DreamWear con el arnés mejorado.<sup>1</sup> Los usuarios opinan que la máscara nasal DreamWear con el arnés mejorado es más cómoda que la máscara nasal ResMed Airfit N30i.<sup>1</sup>

### Mejor ajuste y sellado

Los usuarios<sup>1</sup> de la máscara nasal DreamWear dijeron que estaban más satisfechos con el ajuste y el sellado\*\* de la máscara DreamWear con el arnés mejorado que con su máscara recetada. Según los usuarios de la máscara nasal DreamWear, la máscara DreamWear con arnés mejorado tiene mejor ajuste que la máscara nasal ResMed Airfit N30i.<sup>2</sup>

### Duerma de la forma que sueña

Al mantener la máscara y el arnés ajustados, puede tener una mejor calidad de sueño durante toda la noche. La mayoría de los usuarios<sup>1</sup> de la máscara nasal DreamWear que fueron encuestados afirmaron que estaban más satisfechos con la calidad del sueño gracias al uso de la máscara DreamWear con arnés mejorado. Sin la limitación de movimientos por tubos incómodos, los pacientes pueden dormir en la posición<sup>1</sup> que desean, boca abajo, de costado o de espalda.

### Mejor estabilidad que nunca

Con un diseño innovador que evita el deslizamiento, el arnés DreamWear con brazos ofrece mayor estabilidad. Los brazos funcionan de la misma manera que las patas de los anteojos, ya que inmovilizan la máscara y el arnés cuando se usan. El 88% de los usuarios<sup>1</sup> de la máscara nasal DreamWear indicó que nuestra máscara con el arnés mejorado era más estable que el arnés original.

## Especificaciones

### Limpieza

**Hand wash with mild detergent:** Enjuague bien, cuélgue o seque al aire

### Detalles del producto

**Materials:** Silicona, policarbonato, espuma de poliuretano, nylon, spandex, elastómero termoplástico, poliéster

**Materials not included:** No está fabricado con látex de caucho natural

**Length of Small Frame:** 19 pulgadas

**Length of Medium Frame:** 20 pulgadas

**Package contents:** Almohadillas pequeñas y medianas, estructuras pequeñas y medianas (arnés con brazos)

**Part Number:** 1142376

**Reimbursement information:** HCPS A7034, A7035



\* 1. Estudio de preferencias del paciente con máscara nasal DreamWear con usuarios del arnés original (n=140). <br>Enero/marzo 2019 a los 30 días. Relación del arnés original con el diseño de arnés con ranura en <br>máscara nasal DreamWear UTN

\* 2. Un estudio de preferencia del paciente de 30 días con los usuarios de arneses nasales originales DreamWear UTN; <br>n = 121 realizado en abril / mayo 2019

\*\* Se hizo una encuesta sobre el ajuste y el sellado de manera independiente.