

PHILIPS

Urządzenie IPL do depilacji światłem


Lumea Prestige

Do stosowania na twarzy i ciele

Zabieg na dolnych partiach nóg:
15 min

<gt;/> 250 000 błysków światła

SC2007/00



Ciesz się beztrudną gładką skórą*

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea Prestige to najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na twarzy i na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Długotrwałe usuwanie włosów dzięki technologii IPL

- Ciesz się gładką skórą każdego dnia
- Skuteczność bez wysiłku
- Urządzenie dostosowane do bezpiecznego i przynoszącego efekty użytku domowego
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Delikatne i skuteczne działanie na twarzy i na ciele

- Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry
- Precyzyjna nasadka, która umożliwia bezpieczną depilację włosów na twarzy
- Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi
- Delikatny zabieg

Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku

- Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie
- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów
- Pięć regulowanych ustawień intensywności światła
- Tryb przesunięcia i błysku ułatwiający przeprowadzanie zabiegów

Zalety

Technologia IPL

Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 ochotników i ochotniczek.

Ciesz się gładką skórą każdego dnia

Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku

Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów w ciągu czterech zabiegów wykonywanych co dwa tygodnie — dzięki nim skóra zyskała gładkość. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów. Aby powiększyć, kliknij obraz w galerii u góry strony.

Odpowiednie typy skóry i włosów

Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rudy, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE też przeznaczone do usuwania włosów z bardzo ciemnej skóry.

Obszary zastosowania

Urządzenia można bez obaw używać do usuwania włosów z twarzy (znad górnej wargi, z podbródka i bokobrodów) i różnych obszarów ciała, w tym nóg, pach, okolic bikini, brzucha i ramion.

Szybkie zabiegi na nogach

Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi na większych obszarach ciała, takich jak nogi.

Większe bezpieczeństwo skóry twarzy

Precyzyjna nasadka jest wyposażona w dodatkowy wbudowany filtr światła, który umożliwia bezpieczne i wygodne stosowanie na obszarze nad górną wargą oraz na podbródku i bokobrodach. Nasadki można również używać w innych wrażliwych miejscach ciała, na przykład pod pachami, w okolicy bikini i w miejscach trudno dostępnych.

Delikatny zabieg

Działanie łagodne dla skóry.

Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie

Dzięki wyjątkowemu, bezprzewodowemu działaniu urządzenie Lumea zapewnia maksymalną swobodę i łatwość użytkowania.

Brak konieczności wymiany części

Urządzenie Philips Lumea to gotowe rozwiązanie, z którego można korzystać od razu po wyjęciu z pudełka. Co ważne, produkt nie wymaga ani wymiennych lamp, ani żeli.

Tryb przesunięcia i błysku

Główny tryb umożliwia przesuwanie urządzenia po skórze, aby zabiegi przebiegały w bardziej wygodny i płynny sposób.

Pięć ustawień intensywności światła

Urządzenie Philips Lumea oferuje pięć regulowanych ustawień intensywności światła, które zapewniają delikatną, a jednocześnie skuteczną depilację. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi IPL z użyciem urządzenia Philips Lumea są bezpieczne i łagodne — można je stosować również na wrażliwej skórze i delikatnych częściach ciała.

Elegancki pokrowiec

Do urządzenia Philips Lumea Prestige dołączony jest elegancki pokrowiec ułatwiający przechowywanie.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Ponad 250 000 błysków

Obszary poddawane zabiegowi

Obszary ciała: Ramiona, Nogi, Brzuch, Okolice bikini, Pachy

Obszary twarzy: Podbródek, Bokobrody, Górna warga

Wyposażenie dodatkowe

Precyzyjna nasadka (2 cm²): Do bezpiecznego stosowania na twarzy

Nasadka do ciała (4 cm²): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Elementy zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Ładowarka: Ładowarka wielonapięciowa

Przechowywanie: Elegancki pokrowiec

Akcesorium: Szmata do czyszczenia

Moc

Czas ładowania: 100 min

Czas działania: Minimum 370 błysków

Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość

dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Czas zabiegu

Podudzie: 8 min

Pacha: 1 min

Linia bikini: 1 min

Obszary twarzy: 1 min

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Wygodne przeprowadzanie zabiegów

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa: Sieć bezprzewodowa

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na zaokrąglonych częściach ciała

