

PHILIPS

Accessorio di
precisione

Lumea

SC2102



Previene la ricrescita

per una pelle del viso liscia tutti i giorni

Ora puoi prevenire la ricrescita dei peli non solo sul corpo ma anche sul viso! L'accessorio di precisione è stato progettato specificamente per l'applicazione sul viso: basta fissarlo al tuo Philips Lumea per avere una pelle liscia ogni giorno.

Progettato specificamente per l'applicazione ottimale sul viso

- Maggiore protezione
- Ottimizzato per le zone più piccole

In evidenza

Maggiore protezione

L'accessorio di protezione include un filtro luce aggiuntivo integrato per una protezione ulteriore sul volto.

Ottimizzato per le zone più piccole



L'accessorio di precisione dispone di un'area di applicazione più piccola (2 cm²), ideale per l'utilizzo sul labbro superiore, mento e basette.

Specifiche

Ambiti applicativi

Zone del viso: Mento, Basette, Labbro superiore

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

Technical specifications

Spettro luminoso: 600 nm

Flusso luminoso (J/cm²): Accessorio di precisione: 2-5,6

