

PHILIPS

Urządzenie IPL do depilacji światłem


Lumea Prestige

Do stosowania na ciele

Zabieg na dolnych partiach nóg:
15 min

<gt/> 250 000 błysków światła

SC2005/00



Ciesz się beztrudną gładką skórą*

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea Prestige to najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Długotrwałe usuwanie włosów dzięki technologii IPL

- Ciesz się gładką skórą każdego dnia
- Skuteczność bez wysiłku
- Urządzenie dostosowane do bezpiecznego i przynoszącego efekty użytku domowego
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Łagodne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry

- Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry
- Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi
- Delikatny zabieg

Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku

- Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie
- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów
- Pięć regulowanych ustawień intensywności światła
- Tryb przesunięcia i błysku ułatwiający przeprowadzanie zabiegów
- Do urządzenia Lumea Prestige dołączony jest elegancki pokrowiec

Zalety

Technologia IPL

Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 ochotników i ochotniczek.

Ciesz się gładką skórą każdego dnia

Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku

Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów w ciągu czterech zabiegów wykonywanych co dwa tygodnie — dzięki nim skóra zyskała gładkość. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów. Aby powiększyć, kliknij obraz w galerii u góry strony.

Odpowiednie typy skóry i włosów

Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rude, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE też przeznaczone do usuwania włosów z bardzo ciemnej skóry.

Obszary zastosowania

Urządzenia można bez obaw używać do depilacji obszarów poniżej linii szyi: nóg, pach, okolic bikini, ramion czy brzucha.

Szybkie zabiegi na nogach

Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi na większych obszarach ciała, takich jak nogi.

Delikatny zabieg

Działanie łagodne dla skóry.

Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie

Dzięki wyjątkowemu, bezprzewodowemu działaniu urządzenie Lumea zapewnia maksymalną swobodę i łatwość użytkowania.

Brak konieczności wymiany części

Urządzenie Philips Lumea to gotowe rozwiązanie, z którego można korzystać od razu po wyjęciu z pudełka. Co ważne, produkt nie wymaga ani wymiennych lamp, ani żeli.

Tryb przesunięcia i błysku

Główny tryb umożliwia przesuwanie urządzenia po skórze, aby zabiegi przebiegały w bardziej wygodny i płynny sposób.

Pięć ustawień intensywności światła

Urządzenie Philips Lumea oferuje pięć regulowanych ustawień intensywności światła, które zapewniają delikatną, a jednocześnie skuteczną depilację. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi IPL z użyciem urządzenia Philips Lumea są bezpieczne i łagodne — można je stosować również na wrażliwej skórze i delikatnych częściach ciała.

Elegancki pokrowiec

Do urządzenia Philips Lumea Prestige dołączony jest elegancki pokrowiec ułatwiający przechowywanie.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Ponad 250 000 błysków

Obszary poddawane zabiegowi

Obszary ciała: Ramiona, Nogi, Brzuch, Okolice bikini, Pachy

Wypożyczenie dodatkowe

Nasadka do ciała (4 cm²): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Elementy zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi
Ładowarka: Ładowarka wielonapięciowa
Przechowywanie: Elegancki pokrowiec
Akcesorium: Szmata do czyszczenia

Moc

Czas ładowania: 100 min
Czas działania: Minimum 370 błysków

Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV
Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry
Wbudowany system bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwalaniem błysków

Czas zabiegu

Podudzie: 8 min
Pacha: 1 min
Linia bikini: 1 min

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Wygodne przeprowadzanie zabiegów
Obsługa przewodowa/bezprzewodowa: Sieć bezprzewodowa
Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na zaokrąglonych częściach ciała

