

PHILIPS

Máscara nasal

DreamWisp

Tubo de la parte superior de la cabeza

Almohadilla de ajuste automático

Arnés de fácil ajuste

3 almohadillas incluidas

HH1142/00



Dormir cómodo en todo momento

DreamWisp se diseñó para ayudarte a dormir siempre de manera cómoda. Con la combinación del diseño del tubo de la parte superior de la cabeza de DreamWear y la almohadilla nasal Wisp de mínimo contacto, DreamWisp le da la libertad de dormir en cualquier posición durante toda la noche.

Piezas mínimas

- El ajuste ideal con piezas mínimas
- Fácil conexión, ajuste simple

Clips magnéticos

- Los clips del arnés y la almohadilla de la máscara tienen imanes

Campo de visión abierto

- Leer, mirar televisión o usar gafas

Libertad de movimiento


- Le permite dormir en cualquier posición

Cómoda y fácil de usar

- La almohadilla brinda comodidad y confianza

Destacados

Clips magnéticos



Consulte con su profesional de atención médica antes de usar esta máscara. Algunos dispositivos médicos se pueden ver afectados por campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta máscara deben mantenerse al menos a 2 pulg. (50 mm) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, en especial de aquellos que están implantados, como marcapasos, desfibriladores e implantes cocleares. Lea las instrucciones de uso (IFU) en el envase para obtener más información.

Duerma en cualquier posición



Con su revolucionario diseño en la parte superior de la cabeza, la máscara DreamWisp permite una mayor libertad de movimiento, ya que mantiene los tubos alejados. Usted puede cambiar las posiciones para dormir durante toda la noche, de costado, de espalda o boca

abajo. Los usuarios indicaron que estaban satisfechos con el ajuste de la máscara mientras dormían.

Diseñado con piezas mínimas



El arnés de DreamWisp está diseñado para ofrecer una comodidad excepcional. El diseño del arnés de cuatro puntos brinda estabilidad con menos piezas, mientras que la estructura suave y liviana actúa como el canal de flujo de aire de DreamWisp. Eso significa que hay menos componentes en contacto con usted mientras duerme, para que la terapia le resulte cómoda, toda la noche, todas las noches.

Clips magnéticos



Para que usted cumpla con su terapia del sueño, esta debe resultar lo más cómoda posible. DreamWisp cuenta con clips magnéticos que se conectan y desconectan de manera rápida y fácil. Esto permite colocarse o quitarse la máscara con facilidad, en cualquier


momento que usted desee. Los usuarios manifestaron que están muy satisfechos con la facilidad de uso de la máscara DreamWisp.

La almohadilla Wisp



DreamWisp combina el rendimiento de una máscara nasal con un diseño mínimamente invasivo, un sello excepcional y la comodidad de la tecnología de la almohadilla Wisp. Los pacientes están más satisfechos por el buen ajuste que tiene la máscara durante el uso.

Visión sin obstrucciones



El diseño único del tubo de la parte superior de la cabeza le permite tener un campo de visión claro. Con DreamWisp, puede leer, navegar por Internet o mirar televisión mientras se relaja para dormir.

Especificaciones

Detalles del producto

Materials: Silicona

Materials: Policarbonato

Materials: Espuma de poliuretano

Materials: Nylon

Materials: Spandex

Materials: Poliéster

Materials: Imán (Acetal)

Warranty: 90 días

Operating pressure: 4 - 30 cmH₂O

Sound level: 18.7 dbA

Intención de uso

To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg):
para quienes se ha recetado la terapia CPAP

Advertencia: Interferencia magnética

Beware with pacemakers: Lea las instrucciones (IFU) antes de usar

Datos de calibración

Hand wash with mild detergent: Enjuague bien, cuelgue o seque al aire

