

# PHILIPS

Máscara nasal

DreamWisp

Tubo de la parte superior de la cabeza

Almohadilla de ajuste automático

Arnés de fácil ajuste

HH1142/00



## Destacados

### Clips magnéticos



Consulte con su profesional de atención médica antes de usar esta máscara. Algunos dispositivos médicos se pueden ver afectados por campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta máscara deben mantenerse al menos a 2 pulg. (50 mm) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, en especial de aquellos que están implantados, como marcapasos, desfibriladores e implantes cocleares. Lea las instrucciones de uso (IFU) en el envase para obtener más información.

### Duerma en cualquier posición

Con su revolucionario diseño en la parte superior de la cabeza, la máscara DreamWisp permite una mayor libertad de movimiento, ya que mantiene los tubos alejados. Usted puede cambiar las posiciones para dormir durante toda la noche, de costado, de espalda o boca abajo. Los usuarios indicaron que estaban satisfechos con el ajuste de la máscara mientras dormían.

### Diseñado con piezas mínimas

El arnés de DreamWisp está diseñado para ofrecer una comodidad excepcional. El diseño del arnés de cuatro puntos brinda estabilidad

con menos piezas, mientras que la estructura suave y liviana actúa como el canal de flujo de aire de DreamWisp. Eso significa que hay menos componentes en contacto con usted mientras duerme, para que la terapia le resulte cómoda, toda la noche, todas las noches.

### Clips magnéticos

Para que usted cumpla con su terapia del sueño, esta debe resultar lo más cómoda posible. DreamWisp cuenta con clips magnéticos que se conectan y desconectan de manera rápida y fácil. Esto permite colocarse o quitarse la máscara con facilidad, en cualquier momento que usted desee. Los usuarios manifestaron que están muy satisfechos con la facilidad de uso de la máscara DreamWisp.

### La almohadilla Wisp

DreamWisp combina el rendimiento de una máscara nasal con un diseño mínimamente invasivo, un sello excepcional y la comodidad de la tecnología de la almohadilla Wisp. Los pacientes están más satisfechos por el buen ajuste que tiene la máscara durante el uso.

### Visión sin obstrucciones

El diseño único del tubo de la parte superior de la cabeza le permite tener un campo de visión claro. Con DreamWisp, puede leer, navegar por Internet o mirar televisión mientras se relaja para dormir.

## Especificaciones

### Detalles del producto

**Materials:** Silicona

**Materials:** Policarbonato

**Materials:** Espuma de poliuretano

**Materials:** Nylon

**Materials:** Spandex

**Materials:** Poliéster

**Materials:** Imán (Acetal)

**Warranty:** 90 días

**Operating pressure:** 4 – 30 cmH<sub>2</sub>O

**Sound level:** 18.7 dbA

### Intención de uso

**To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg):** para quienes se ha recetado la terapia CPAP

### Warning: Magnetic interference

**Beware with pacemakers:** Lea las instrucciones (IFU) antes de usar

### Datos de calibración

**Hand wash with mild detergent:** Enjuague bien, cuélgue o seque al aire

