

PHILIPS

Máscara nasal de terapia
CPAP Wisp, con arnés

Máscara

Envase

3 almohadillas (S/M, L, XL)

c/arnés

HH1023



El rendimiento tiene un nuevo estilo

La tecnología inteligente con ranuras de sellado automático Wisp se adapta a cada movimiento, para lograr un ajuste superior y un excelente sueño nocturno.

Clips magnéticos

- Los clips del arnés y la almohadilla de la máscara tienen imanes

Campo de visión abierto

- Leer, mirar televisión o usar gafas

Diseño compacto

- Wisp se adapta fácilmente a más del 98 % de los usuarios.*

Rendimiento y comodidad

- Brinda ajuste y adaptación rápidos y fáciles.


Destacados

Diseño compacto, ajuste natural



La almohadilla donde apoya la "punta de la nariz" está diseñada para ubicarse debajo del puente nasal, tener un contacto mínimo con el rostro y un ajuste superior. * Confirmación a través de la base de datos antropométrica

Mayor independencia



El diseño elegante de Wisp elimina la necesidad de una almohadilla para la frente, lo que ofrece un mejor campo de visión.

Diseño minimalista, con ajuste superior



El diseño y los clips del arnés facilitan el uso y la limpieza.

Clips magnéticos

Consulte con su profesional de atención médica antes de usar esta máscara. Algunos dispositivos médicos se pueden ver afectados por campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta máscara deben mantenerse al menos a 2 pulg. (50 mm) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, en especial de aquellos que están implantados, como marcapasos, desfibriladores e implantes cocleares. Lea las instrucciones de uso (IFU) en el envase para obtener más información.

Especificaciones

Diseño

Patented design: Diseño de la almohadilla para la punta de la nariz

Quiet exhalation: Codo giratorio de 360 grados

Design

Silicone frame: Estructura transparente y sin obstrucciones

Specifications

Swivel material: Silicona / Policarbonato

Especificaciones

Sound pressure level: 19 dBA

N° of parts: Seis

Material de amortiguación:

Silicona/Policarbonato

Headgear material: UBL/espuma de uretano/nylon/spandex/nylon termoplástico

Tubing material: Elastómero de poliéster termoplástico

Frame material: Silicona/Policarbonato

Elbow/Swivel material: Policarbonato

Operating pressures: 4 -20 cmH2O

Headgear clips material: Copolímero acetal

