

# PHILIPS

Mascarilla nasal

Pico

Envase

con almohadilla  
pequeña/mediana

HH1032



## Rendimiento con valor agregado

Una mascarilla nasal tradicional y atractiva que tiene un contacto mínimo con el rostro y ofrece simplicidad, comodidad y ajuste.

### **Diseño compacto**

- La máscara Pico se adapta fácilmente a más del 98 % de los usuarios.\*
- La máscara nasal tradicional más liviana y pequeña \*

### **Rendimiento y comodidad**

- Brinda ajuste y adaptación rápidos y fáciles

## Destacados

### Diseño compacto para lograr un ajuste natural




La almohadilla donde apoya la "punta de la nariz" está diseñada para ubicarse debajo del puente nasal, tener un contacto mínimo con el rostro y un ajuste superior. \* Datos en archivos, Encuesta de marketing interno 2013

### Diseño minimalista, con ajuste superior



El diseño y los clips del armazón facilitan el uso y la limpieza.

### La opción más liviana y pequeña



La máscara Pico tiene un contacto mínimo con el rostro, lo que da libertad para mirar televisión o leer mientras la usa. \* Datos en archivos, Encuesta de marketing interno 2013

## Especificaciones

### Specifications

Operating pressure: 4 -20 cm H2O

Sound pressure level: 19 dBA

Frame/Elbow/Swivel material: Policarbonato

Talon clips material: Elastómero de poliéster termoplástico

### Especificaciones

N° of parts: Cinco

Cushion material: Silicona/policarbonato

Headgear material: UBL/espuma de uretano/nylon/Lycra

