

PHILIPS

Dispositivo de
depilación IPL

Lumea Prestige

Para uso en cuerpo y rostro

15 minutos para las 2 medias
piernas

Más de 250.000 pulsaciones

SC2007/00



Sentite siempre libre de vello*

Philips Lumea Prestige es la solución IPL inalámbrica más eficaz y hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial y corporal. Las suaves pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantienen la piel suave como la seda todos los días.

Eliminación duradera del vello gracias a la tecnología IPL

- Disfrutá de una piel suave todos los días
- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Gentle and effective application for face and body

- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Ventana de tratamiento amplia para una aplicación rápida
- Tratamiento suave

Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- Sin repuestos ni costos adicionales
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda

Destacados

Tecnología IPL

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.

Disfrutá de una piel suave todos los días

Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto.

Resultados garantizados sin esfuerzo

En nuestros estudios clínicos se demostró que se produjo una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, solo repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello. – Para aumentar esta imagen, hacé clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Tipos de vello y piel adecuados

Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea tampoco es adecuada para pieles muy oscuras.

Zonas de aplicación

Podés utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello del rostro (labio superior, mentón y patillas) y del cuerpo (piernas, axilas, área del bikini, vientre y brazos).

Tratamiento rápido en las piernas

Ventana de tratamiento grande para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Seguridad adicional para el rostro

El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz integrado adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, el mentón y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, la zona del bikini y otras zonas de difícil acceso.

Tratamiento suave

Suave con tu piel.

Comodidad inalámbrica

El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

No necesita repuestos

Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

Modo de deslizamiento continuo

El modo de aplicación principal permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.

Cinco posiciones de energía de luz

Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si la usás de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Estuche de lujo

Philips Lumea Prestige cuenta con una funda de lujo para poder guardarla fácilmente.

Especificaciones

Energía

Voltaje: 100-240 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 250.000 pulsos

Áreas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas del rostro: Mentón, Patillas, Bozo

Archivos adjuntos

Accesorio para precisión (2 cm2): Para aplicación segura en el rostro

Accesorio para el cuerpo (4 cm2): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Elementos incluidos

Charger: Cargador multivoltaje

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Estuche de lujo

Accessory: Paño de limpieza

Power

Charging time: 100 min

Running time: Mínimo de 370 pulsos

Seguridad y configuraciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1 min

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Uso con y sin cables: Recargable

Estampe y dispare: Para el tratamiento de zonas curvas

