

PHILIPS

Luftfiltre

InnoSpire

4-pak

Brug med InnoSpire Elegance

Brug med InnoSpire Essence

Udskift filteret hver 3. måned

HH1312

 Product Picture

Vedligeholdelse af din InnoSpire Essence eller Elegance


Luftfiltrene hjælper med at holde din kompressor i god stand ved at forhindre store støvpartikler i at trænge ind. Det er vigtigt at skifte dette filter, når det bliver misfarvet eller snavset.

Til vedligeholdelse af din InnoSpire Essence og Elegance

- Vedligeholdelse af din InnoSpire Essence eller Elegance

Vigtigste nyheder

Luftindsugningsfiltre - 4-pak



Pakken med 4 luftindsugningsfiltre hjælper med at filtrere store støvpartikler fra den luft, der suges ind i din InnoSpire-kompressor, og hjælper med at holde den i god stand

Specifikationer

Produktoplysninger

Til brug sammen med: InnoSpire Elegance, InnoSpire Essence

Luftindsugningsfiltre: 4 pak

Udskift: 1 filter every 3 months, or when discolored or dirty

