

# PHILIPS

Full Face-kussen

DreamWear

Vervangend onderdeel Full Face

Klein kussen



HH1128



## Alsof u helemaal niets draagt.\*

DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

### **Innovatief ontwerp**

- Een modulair ontwerp voor meer opties

### **Comfortabel en gebruiksvriendelijk**

- Gebruiksvriendelijk
- Full Face-kussen voor onder de neus

# Kenmerken

## Gebruiksvriendelijk



Het bestaat slechts uit een paar onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten, uit elkaar te halen en schoon te maken.

## Keuzevrijheid



Door het modulaire ontwerp kunnen gebruikers het kussen kiezen dat het best bij hen past, en dat alles op één frame.

## Nooit meer rode plekken op de neusbrug



Met het innovatieve ontwerp van het kussen voor onder de neus hebt u geen last meer van rode plekken, ongemak of irritatie op de neusbrug.\*\*

# Specificaties

## Productgegevens

**Materiaal:** Polycarbonate, Silicone

**Garantie:** 90 days

## Het kussen reinigen

**Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel:** Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

## Vervanging

**Controleer dagelijks op slijtage:** Replace at first sign of wear



\* \* Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respronics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.

<sup>1</sup> Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.