

# PHILIPS

Full Face  
Maskenkissen

DreamWear

Full Face Ersatzteil  
Maskenkissen Größe L



HH1128



## Als wäre sie gar nicht da.\*

Das innovative Design der DreamWear Full Face ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

**Innovatives Design.**

- Modulares Design für mehr Optionen

**Komfortabel und sehr benutzerfreundlich**

- Einfache Bedienung
- Full Face-Maskenkissen unter der Nase

# Besonderheiten

## Einfache Bedienung



Nur wenige Teile für ein leichtes Zusammenbauen, Auseinandernehmen und Reinigen.

## Freie Auswahl



Das modulare Design ermöglicht dem Benutzer die Auswahl des für ihn am besten geeigneten Maskenkissens bei gleichbleibendem Maskenrahmen.

## Nie wieder Druckstellen am Nasenrücken



Das innovative Design des unter der Nase aufliegenden Kissens verhindert Druckstellen, ein unangenehmes Tragegefühl und Hautreizungen auf dem Nasenrücken.\*\*

# Daten

## Reinigung: Maskenpolster

Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:  
Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

## Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Replace at first sign of wear

## Produktangaben

Materialien: Polycarbonate, Silicone

Gewährleistung: 90 days

