

PHILIPS

Heldekkende
Magnetiske spenner

DreamWear

Heldekkende Reservedel
med 1 sett magnetiske spenner

 Product Picture

HH1132

Som om du ikke har på deg noe.*

Med friheten og komforten du får med DreamWear Full Face kan du sove akkurat slik du vil.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

Lett å bruke

- Magnetiske spenner for festing av hodestropp

Høydepunkter

Lett å bruke



De magnetiske spennene gjør det raskt og enkelt å feste hodestroppen til rammen.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Advarsel: Magnetisk interferens

Ta hensyn til pacemakere: Read IFU's before use.

Produktdetaljer

Warranty: 90 days

