

PHILIPS

Coussin pour masque
naso-buccal


DreamWear

Accessoires pour masque naso-
buccal

Coussin de petite taille (S)



HH1128



Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear naso-buccal.

Conception innovante

- Une conception modulaire pour plus de possibilités

Confort et facilité d'utilisation

- Facile à utiliser
- Coussin naso-buccal positionné sous le nez

Points forts

Facile à utiliser



Nombre de pièces réduit pour faciliter le montage, le démontage et le nettoyage.

Liberté de choix



La conception modulaire permet aux utilisateurs de choisir le coussin qui leur convient le mieux tout en conservant un conduit unique.

Aucune marque rouge sur l'arête nasale



Le coussin innovant positionné sous le nez permet d'éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau de l'arête nasale**.

Caractéristiques

Nettoyage : coussin

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse thoroughly, air dry¹

Remplacement

Vérifier chaque jour l'absence d'usure:
Replace at first sign of wear

Informations sur le produit

Matériaux: Polycarbonate, Silicone

Garantie: 90 days



** Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Philips Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.

¹ Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.