

PHILIPS

DC-kabel van 12 V voor DreamStation

inclusief batterij-adapterkabel

Autokabel

Compatibel met System One

HH1422



Ideaal voor mensen die vaak onderweg zijn

Onderdeel van de Dream-serie

Gebruik de kabel om uw DreamStation met behulp van alternatieve stroomvoorziening van stroom te voorzien, zoals een 12V-aansluiting in een auto of een compatibele accu. Ideaal voor mensen die vaak reizen, kamperen of lange afstanden afleggen met de auto

De vrijheid om uw apparaat onderweg te gebruiken

- Profiteer overal van uw therapie

Kenmerken

Gebruiksvriendelijk



Deze kabels zijn ideaal voor reizen, aangezien u een batterij of sigarettenaansteker van 12 V kunt gebruiken om het apparaat van stroom te

voorzien. De kabel met krokodillenbeklips kan worden gebruikt met een deep cycle-batterij zoals in de scheepvaart wordt gebruikt. De DC-kabel voorziet zowel de DreamStation als de verwarmde bevochtiger en verwarmde buis van stroom als de kabel hierop is aangesloten.

Specificaties

Vermogen

Stroomvoorziening: Compatibel met DreamStation- en System One-apparaten

Package contents

2 replacement fuses: Yes
Battery adapter cable: Yes
Shielded DC cord: Yes

Specifications

Battery adapter cable: 5
Length of DC cord: 2

