

# PHILIPS

## Full Face Maske

### DreamWear

Standard-Maskenrahmen und 4 Kissen

Keine Abdrücke auf dem Nasenrücken

Freie Sicht & mehr Bewegungsfreiheit

 Product Picture

HH1141/00



## Als wäre sie gar nicht da.\*

Das innovative Design von DreamWear Full Face ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

#### **Magnetclips**

- Die Kopfbandclips und das Maskenkissen enthalten Magnete

#### **Freies Sichtfeld**

- Offenes Design bietet ein großes Sichtfeld

#### **Innovatives Design**

- Bewegungsfreiheit
- Modulares Design für mehr Optionen

#### **Komfortabel und benutzerfreundlich**

- Einfache Bedienung
- Weicher, flexibler Rahmen
- Full Face-Maskenkissen unter der Nase

# Besonderheiten

## Bewegungsfreiheit



Dank der Platzierung des Schlauches oben am Kopf bietet DreamWear Full Face nachts mehr Bewegungsfreiheit. Nutzer gaben an, dass sie mit DreamWear Full Face eine beliebige Schlafposition einnehmen konnten.\*

## Nie wieder Druckstellen am Nasenrücken



Das innovative Design des unter der Nase aufliegenden Kissens verhindert Druckstellen, ein unangenehmes Tragegefühl und Hautreizungen auf dem Nasenrücken.\*\*

## Freies Sichtfeld



Das offene Design erleichtert das Tragen einer Brille, das Lesen, das Fernsehen oder die Verwendung eines Computers oder Tablets vor dem Einschlafen.\*\*

## Kaum zu spüren



Der weiche, flexible Rahmen ist nachts angenehm zu tragen. Nutzerbeschreibungen zufolge ist die Maske kaum zu spüren.\*

## Freie Auswahl



Das modulare Design ermöglicht dem Benutzer die Auswahl des für ihn am besten geeigneten Maskenkissens bei gleichbleibendem Maskenrahmen.

## Einfache Bedienung



Nur wenige Teile für ein leichtes Zusammenbauen, Auseinandernehmen und Reinigen.

## Magnetclips

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Maske an Ihren Arzt. Einige medizinische Geräte können durch Magnetfelder beeinflusst werden. Die Magnetclips in dieser Maske sollten einen Mindestabstand von 50 mm zu aktiven medizinischen Geräten mit besonderem Augenmerk auf implantierte Geräte wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren und Cochlea-Implantate haben. Für weitere Informationen lesen Sie die beigefügte Gebrauchsanweisung.

# Daten

## Warnung: Magnetische Interferenzen

Vorsicht bei Verwendung eines Schrittmachers:  
Read IFU's before use.

## Verwendungszweck

Für Patienten <gt/> 30 kg: with CPAP  
prescription

## Reinigung: Kopfband, Schlauch

Hand wash with mild detergent: Rinse  
thoroughly, hang to dry<sup>1</sup>

## Reinigung: Maske

Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:  
Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

## Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Replace at first  
sign of wear

## Produktangaben

Materialien: Nylon, Polyurethane foam,  
Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex  
Gewährleistung: 90 days

Operating pressure: 4 to 30 cmH2O

Sound level: 17 dBA

Number of parts: 7



\* \* Gemäß der Analyse der Daten einer Studie zu  
Patientenpräferenzen von August 2017 mit n = 85 und  
folgenden verschriebenen Masken: Resmed Airfit F10  
und F20, Respirationics Amara View und F&P Simplus  
(basierend auf 10 Tagen Nutzung).

\* \*\* Designversprechen – designbedingt kommt die Maske  
mit dem Nasenrücken nicht in Berührung.

\* <sup>1</sup>Ausführlichere Reinigungsanweisungen finden Sie in der  
Gebrauchsanweisung.

\* Der Lieferumfang umfasst einen Standard-  
Maskenrahmen (Größe M) und vier Maskenkissen für alle  
Größen (S, M, MW, L). Das Schlaftherapiegerät ist nicht  
im Lieferumfang enthalten.

\* Die Kosten für DreamWear sind privat zu tragen und  
werden in der Regel nicht von gesetzlichen  
Krankenkassen erstattet.