

PHILIPS

Effektivt rør (22 mm)

Veier lite, fleksibelt i bruk

Ergonomisk utformet

HH1402

 Product Picture

Nytt hvitt og effektivt rør (22 mm)

Fleksibelt og veier lite

Perfekt alternativ for mindre, lette masker, ettersom det er mindre sannsynlig at det vil stramme til masken og ødelegge forseglingen.

Kompatibilitet

- Effektivt rør som fungerer godt sammen med lette masker

Ergonomisk utforming

- Enkelt å håndtere

Høydepunkter

Kompatibilitet

Kompatibelt med nesten alle CPAP- og BiPAP-systemene der det trengs en 22 mm ikke-oppvarmet slange.

Enkel i bruk

De ergonomisk utformede mansjettene er enkle å holde og fjerne fra masken eller maskinen.

Spesifikasjoner

Beskrivelser

Mansjettdiameter: 22 mm

Lengde: 1,82

Utforming

Kompatibel med: de fleste CPAP-behandlingsenhetene

