

PHILIPS

Mund-Nasen-
Maske Kopfband

DreamWear

Mund-Nasen-Maske Ersatzteil
Standard-Kopfband



HH1131



Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design der DreamWear Full Face ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Magnetclip(s)

- Die Kopfbandclips und das Maskenkissen enthalten Magnete

Komfortabel und sehr benutzerfreundlich

- Kopfband aus weichem Gewebe mit Magnetclips

Besonderheiten

Weich und komfortabel



Das Kopfband aus weichem Gewebe ist nachts angenehm zu tragen und die Magnetclips ermöglichen eine einfache Einstellung der Passform.

Magnetclips

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Maske an Ihren Arzt. Einige medizinische Geräte können durch Magnetfelder beeinflusst werden. Die Magnetclips in dieser Maske sollten einen Mindestabstand von 50 mm zu aktiven medizinischen Geräten mit besonderem Augenmerk auf implantierte Geräte wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren und Cochlea-Implantate haben. Für weitere Informationen lesen Sie die beigefügte Gebrauchsanweisung.

Daten

Warnung: Magnetische Interferenzen

Vorsicht bei Verwendung eines

Schrittmachers: Read IFU's before use.

Produktangaben

Materialien: Nylon, Polyurethane foam, Spandex

Gewährleistung: 90 days

Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Replace at first sign of wear

