

# PHILIPS

Coussin pour masque  
naso-buccal

DreamWear

Accessoires pour masque naso-  
buccal

Coussin de grande taille (L)



HH1128



Conçu pour oublier que vous portez un masque.\*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear naso-buccal.

**Conception innovante**

- Une conception modulaire pour plus de possibilités

**Confort et facilité d'utilisation**

- Facile à utiliser
- Coussin naso-buccal positionné sous le nez

## Points forts

### Facile à utiliser



Nombre de pièces réduit pour faciliter le montage, le démontage et le nettoyage.

### Liberté de choix



La conception modulaire permet aux utilisateurs de choisir le coussin qui leur convient le mieux tout en conservant un conduit unique.

### Aucune marque rouge sur l'arête nasale



Le coussin innovant positionné sous le nez permet d'éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau de l'arête nasale\*\*.

## Caractéristiques

### Nettoyage : coussin

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

### Remplacement

Vérifier chaque jour l'absence d'usure:

Replace at first sign of wear

### Informations sur le produit

**Matériaux:** Polycarbonate, Silicone

**Garantie:** 90 days



\*\* Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Philips Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.

<sup>1</sup> Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.