

# PHILIPS

Systém na odstraňovanie  
chlípkov IPL

Lumea

Pre použitie len na tele

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

Životnosť > 100 000  
svetelných impulzov

SC2001/01



## Zabraňuje dorastaniu chlípok

Odstraňovanie chlípok technológiou IPL: vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Systém na odstraňovanie chlípok Philips Lumea IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chlípok na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

### **Dlhotrvajúca hladkosť**

- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň
- Skvelé výsledky bez veľkej námahy

### **Odstraňovanie chlípok pomocou technológie IPL**

- Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti
- Vhodné typy chlípok a pokožky

### **Jemné a účinné, dokonca aj pri citlivej pokožke**

- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla
- Oblasti aplikácie

### **Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti**

- Praktické bezšnúrové používanie
- Nie sú potrebné žiadne náhradné diely

# Hlavné prvky

## Dlhotrjavá hladkosť



Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

## Skvelé výsledky bez veľkej námahy



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po dvoch použitiach raz za dva týždne. Optimálne výsledky boli dosiahnuté po štyroch až piatich použitiach raz za dva týždne. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie po štyroch až šiestich týždňoch. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.

## Technológia IPL



Systém Philips Lumea používa inováčnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je

založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 1500 dobrovoľníkov.

## Jemná aplikácia



Systém Philips Lumea ponúka päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla pre jemné a účinné ošetrenie. Ak sa systém Philips Lumea používa správne, ošetrenie svetlom pomocou technológie IPL je bezpečné a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v citlivých oblastiach tela.

## Praktické bezšnúrové používanie



Vďaka jedinečnému bezšnúrovému dizajnu systému Lumia kedykoľvek ošetríte požadované oblasti.

## Nie sú potrebné žiadne náhradné diely



Philips Lumea predstavuje kompletne riešenie, ktoré bude fungovať hneď po vybalení. Navyše nie sú potrebné ani žiadne náhradné lampy či gély.

## Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov v oblastiach pod líniou krku: nohy, podpazušie, oblasť bikín, ruky a brucho.

## Vhodné typy chĺpkov a pokožky



Systém Philips Lumea účinne funguje pri (prírodzene) tmavších blond chĺpkoch, hnedých a čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, systém Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých chĺpkoch. Systém Philips Lumea NIE JE vhodný pre veľmi tmavú pokožku.

# Technické údaje

## Príkon

Napätie: 100 – 240 V

## Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

## Technické špecifikácie

Vysokovýkonná lampa: Výstup <math>> 80\,000</math> zábleskov

## Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Nohy, Podpazušie, Oblasť bikín, Ruky, Brucho

## Attachments

Nástavec na telo (3 cm<sup>2</sup>): Na použitie pod líniou krku

## Príbalené príslušenstvo

Nabíjacia jednotka: Multinapätová nabíjačka

Návod na použitie: Disk DVD s ukážkou, Úplný návod na používanie, Stručná príručka spustenia

Skladovanie: Puzdro

## Power

Čas nabíjania: 100 min

Prevádzkový čas: Min. 320 zábleskov

## Safety and adjustable settings

System bezpečnostného prstenca: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

## Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie: Prispôsobiteľné typu pokožky

## Príkon

System napájania: Nabíjateľná batéria

## Technical specifications

Svetelné spektrum: 570 nm

Svetelná fluencia (J/cm<sup>2</sup>): 2 – 6,5 (závisí od nastavenia)

