

# PHILIPS

Mund-Nasen-  
Maske Kopfband

DreamWear

Mund-Nasen-Maske Ersatzteil

Standard-Kopfband

HH1131



## Als wäre sie gar nicht da.\*

Das innovative Design der DreamWear Full Face ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

### **Magnetclips**

- Die Kopfbandclips und das Maskenkissen enthalten Magnete

### **Komfortabel und benutzerfreundlich**

- Weiches Kopfband aus Stoff mit Magnetclips

# Besonderheiten

## Weich und komfortabel



Das weiche Kopfband ist nachts angenehm zu tragen und die Magnetclips ermöglichen eine einfache Anpassung für den perfekten Sitz.

## Magnetclips

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Maske an Ihren Arzt. Einige medizinische Geräte können durch Magnetfelder beeinflusst werden. Die Magnetclips in dieser Maske sollten einen Mindestabstand von 50 mm zu aktiven medizinischen Geräten mit besonderem Augenmerk auf implantierte Geräte wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren und Cochlea-Implantate haben. Für weitere Informationen lesen Sie die beigegefügte Gebrauchsanweisung.

# Daten

## Warnung: Magnetische Interferenzen

Vorsicht bei Verwendung eines

Schrittmachers: Read IFU's before use.

## Produktangaben

**Materialien:** Nylon, Polyurethane foam, Spandex

**Gewährleistung:** 90 days

## Austausch

**Täglich auf Verschleiß prüfen:** Replace at first sign of wear

