

# PHILIPS

Sistem IPL de  
îndepărtare a părului

Lumea

Pentru utilizare numai pe corp

15 minute pentru tratarea  
gambelor

Durată <gt/>100.000 impulsuri  
lumină

Design fără fir

 Product Picture

SC2004/11



## Modul ideal de a împiedica creșterea părului pentru a obține o piele catifelată, acasă

Lumea IPL de la Philips este cea mai eficientă soluție IPL fără fir și este minunată pentru a preveni reapariția părului pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.

### Catifelare de durată

- Piele catifelată în fiecare zi
- Eficient fără efort

### Îndepărtarea părului cu tehnologia IPL

- Adaptat pentru utilizare sigură în confortul casei tale
- Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr și de piele

### Aplicare delicată și eficientă, chiar și pe piele sensibilă

- Accesoriu mai mare pentru corp pentru tratament rapid
- Modul Glisare și Flash pentru aplicare comodă
- Sigur și eficient chiar și în zonele sensibile
- Cinci setări reglabile de energie luminoasă

### Libertate maximă, bătaie de cap minime

- Confort fără fir
- Fără piese de schimb, fără costuri ascunse

# Repere

## Catifelare de durată



Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecință, părul cade în mod natural, iar creșterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament vă va păstra pielea netedă în fiecare zi.

## Eficient fără efort



Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după doar patru tratamente efectuate o dată la două săptămâni având ca rezultat o piele catifelată fără păr. Pentru menținerea acestor rezultate, ajunge să repeți tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcție de creșterea părului.

## Tehnologia IPL



Philips Lumea utilizează o tehnologie pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumusețe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură și eficientă în confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am

făcut cercetări de piață extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de femei.

## Toate tipurile de păr și piele

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ○ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea are acțiune eficientă asupra părului blond închis (natural), șaten și negru. Ca și alte tratamente pe bază de lumină, Philips Lumea NU este eficient la părul roșcat, blond deschis sau alb/cenușiu. Philips Lumea NU este adecvat nici pentru pielea foarte închisă la culoare.

## Cinci setări de energie luminoasă




Philips Lumea are cinci setări reglabile de energie luminoasă pentru a asigura tratamentul delicat, dar eficient. Utilizat corect, tratamentul IPL cu Philips Lumea este sigur și delicat, putând fi utilizat chiar și în zonele cu piele sensibilă și în zonele sensibile ale corpului.

## Zone de aplicare



Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul din zonele corpului aflate sub linia gâtului: picioare, zona axială, zona inghinală, brațe și abdomen.

## Confort fără fir



Designul fără fir unic al Lumea este perfect pentru acces maxim și utilizare ușoară.

## Nu sunt necesare piese de schimb



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea este o soluție completă, gata de utilizare chiar din cutie. Mai important, nu necesită nicio lampă de schimb sau gel.

## Tratament rapid pe picioare



Accesorul mai mare pentru corp permite tratarea pe zone mari, cum ar fi picioarele.

## Mod Glisare și Flash



Modul principal de aplicare permite mișcarea de glisare pentru aplicare mai comodă și continuă.

# Specificații

## Zone de aplicare

**Zonele corpului:** Picioare, Ombilic, Zona inghinală, Axile

## Siguranță și setări reglabile

**Filtru UV integrat:** Îți protejează pielea de lumina UV

**5 setări pentru energia luminii:** Reglabil în funcție de tipul de piele

**Sistem de siguranță integrat:** Previne pulsarea neintenționată

## Mod de aplicare

**Slide și Flash:** Pentru aplicare comodă

**Pas și pulsație:** Pentru tratarea zonelor curbate

**Utilizare cu cablu / fără fir:** Fără fir

## Putere

**Voltaj:** 100-240 V

**Durată de încărcare:** 100 min

**Durată de funcționare:** Minim 370 de pulsații

## Specificații tehnice

**Lampă cu performanță idicată:** Furnizează <gt/> 100.000 pulsații

## Atașamente

**Fixare corp (4cm2):** Pentru utilizare sub linia gâtului

## Serviciu

**Garanție:** 2 ani garanție internațională

## Articole incluse

**Încărcător:** Încărcător diferite tensiuni

**Instrucțiuni de folosire:** Ghid de utilizare rapidă, Manual de utilizare

**Depozitare:** Husă

## Timp de aplicare

**Membrului inferior:** 8 min

**Subsuoară:** 1 minut

**Zona inghinală:** 1 minut

