

# PHILIPS

Heldekkende  
Hodestropp

DreamWear

Heldekkende Reservedel

Standard hodestropp



HH1131



## Som om du ikke har på deg noe.\*

Med friheten og komforten du får med DreamWear Full Face kan du sove akkurat slik du vil.

### Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

### Behagelig og enkel å bruke

- Hodestropp i mykt stoff med magnetspenner

# Høydepunkter

## Myk og komfortabel



Den myke stoffet til hodestroppen er behagelig å ha på om natten, og de magnetiske festklemmene gjør det enkelt å justere passformen.

## Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

## Advarsel: Magnetisk interferens

**Beware with pacemakers:** Read IFU's before use.

## Product details

**Materials:** Nylon, Polyurethane foam, Spandex

**Warranty:** 90 days

## Erstatning

**Inspect daily for wear:** Replace at first sign of wear

