

PHILIPS

Nenä-suomaskin
pääremmi

DreamWear

Nenä-suomaskin varaosat

Tavallinen pääremmi



HH1131



Höyhenenkevyt.*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat

Magneettiliittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Helppo ja mukava käyttää

- Pehmeä kankainen pääremmi, jossa magneettiliittimet

Kohokohdat

Pehmeä ja miellyttävä



Pehmeä kankainen pääremmi on mukava myös nukkuessa. Istuvuutta on helppo säätää magneettiliittimillä.

Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneetikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

Tekniset tiedot

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa: Read IFU's before use.

Varaosat

Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Replace at first sign of wear

Tuotteen tiedot

Materiaalit: Nylon, Polyurethane foam, Spandex

Takuu: 90 days

