

# PHILIPS

## DC-kabel van 12 V voor DreamStation

inclusief batterij-adapterkabel

Autokabel

Compatibel met System One

HH1422



## Ideaal voor mensen die vaak onderweg zijn

### Onderdeel van de Dream-serie

Gebruik de kabel om uw DreamStation met behulp van alternatieve stroomvoorziening van stroom te voorzien, zoals een 12V-aansluiting in een auto of een compatibele accu. Ideaal voor mensen die vaak reizen, kamperen of lange afstanden afleggen met de auto

#### **De vrijheid om uw apparaat onderweg te gebruiken**

- Profiteer overal van uw therapie

## Kenmerken

### Gebruiksvriendelijk



Deze kabels zijn ideaal voor reizen, aangezien u een batterij of sigarettenaansteker van 12 V kunt gebruiken

om het apparaat van stroom te voorzien. De kabel met krokodillenbekclips kan worden gebruikt met een deep cycle-batterij zoals in de scheepvaart wordt gebruikt. De DC-kabel voorziet zowel de DreamStation als de verwarmde bevochtiger en verwarmde buis van stroom als de kabel hierop is aangesloten.

## Specificaties

### Vermogen

**Stroomvoorziening:** Compatibel met DreamStation- en System One-apparaten

### Inhoud verpakking

**2 replacement fuses:** Yes  
**Battery adapter cable:** Yes  
**Shielded DC cord:** Yes

### Specificaties

**Battery adapter cable:** 5  
**Length of DC cord:** 2

