

PHILIPS

Ilmaletku 22 mm

Kevyt ja taipuisa

Ergonomisesti muotoiltu

HH1402

 Product Picture

Uusi 22 mm:n ilmaletku

Kevyt ja taipuisa

Letku sopii hyvin pienikokoisten ja kevyiden maskien kanssa, sillä letku ei vedä maskia eikä siten riko maskitiiviyttä.

Yhteensopivuus

- Ilmaletku toimii hyvin kevyiden maskien kanssa.

Ergonominen muotoilu

- Helppo käyttää

Kohokohdat

Yhteensopivuus

Yhteensopiva lähes kaikkien lämmittämätöntä 22 mm:n letkua käyttävien CPAP- ja BiLevel-järjestelmien kanssa.

Helppokäyttöinen

Ergonomisesti muotoiltu liitin on kätevä ja helppo irrottaa maskista tai laitteesta.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Liittimen halkaisija: 22 mm

Pituus: 1,82

Muotoilu

Yhteensopiva: useimpien CPAP-hoitolaitteiden kanssa.

