

PHILIPS

Sistem IPL de
îndepărtare a părului

Lumea Comfort

Pentru utilizare pe corp și față

22 de minute pentru tratarea
gambelor

Durată viață >100.000 impulsuri
lumină

Design compact, cu fir

SC1981/00



Soluție IPL compactă

pentru prevenirea creșterii părului pentru piele catifelată

Sistemul de îndepărtare a părului Philips Lumea Comfort IPL este minunat pentru a preveni reapariția părului pe față sau pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, mențin pielea catifelată în fiecare zi.

Catifelare de durată

- Eficient fără efort
- Piele catifelată în fiecare zi

Îndepărtarea părului cu tehnologia IPL

- Adaptat pentru utilizare sigură în confortul casei tale

Cel mai compact design Lumea


- Fără piese de schimb, fără costuri ascunse
- Cel mai mic și mai ușor dispozitiv din gama Lumea

Sigur și eficient pe față și pe corp

- Cinci setări reglabile de energie luminoasă
- Sigur și eficient chiar și în zonele sensibile
- Senzor de culoare a pielii
- Modul Glisare și Flash pentru aplicare comodă
- Adecvat pentru toate tipurile de păr și piele


Repere

Piele catifelată în fiecare zi



Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecință, părul cade în mod natural, iar creșterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament îți va păstra pielea netedă în fiecare zi.

Eficient fără efort



Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după patru tratamente efectuate la 2 săptăm. având ca rezultat o piele catifelată fără păr. Pentru menținerea acestor rezultate, ajunge să repeți tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcție de creșterea părului. - Pentru a mări această imagine, apasă pe imaginea din galeria de imagini din partea de sus a acestei pagini

Tehnologia IPL



Philips Lumea Comfort utilizează o tehnologie inovatoare pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumusețe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare eficientă în siguranța și confortul casei tale. Philips a colaborat cu experți în îngrijirea pielii pentru a

dezvolta această tehnologie. Timp de peste 10 ani, Philips a derulat cercetări de piață extensive pe segmentul consumatori cu privire la tehnologia IPL, în care a inclus peste 2000 de femei.

Toate tipurile de păr și piele

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau						
	Lightest	Light	Medium-Light	Medium	Medium-Dark	Dark	Darkest
Lightest	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Medium-Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Medium	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Medium-Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Darkest	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort are acțiune eficientă asupra părului blond închis (natural), șaten și negru. Ca și alte tratamente pe bază de lumină, Lumea Comfort NU este eficient pentru părul roșcat, blond deschis sau alb/cenușiu. - Pentru a mări această imagine, apasă pe imaginea din galeria de imagini din partea de sus a acestei pagini

Zone de aplicare



Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul de pe față (buza superioară, bărbie) și de pe părțile corpului, inclusiv de pe picioare, zona axilară, zona inghinală, abdomen și brațe.

5 setări de energie luminoasă



Philips Lumea Comfort are cinci setări reglabile de energie luminoasă pentru a asigura tratamentul delicat, dar eficient. Utilizat corect, tratamentul IPL cu Philips Lumea este sigur și


delicat, putând fi utilizat chiar și în zonele cu piele sensibilă și în zonele sensibile ale corpului.

Senzor de culoare a pielii



Senzorul unic de culoare a pielii măsoară nuanța pielii tratate la începutul fiecărei ședințe și, ocazional, în timpul ședinței. Dacă detectează o nuanță de piele prea închisă pentru Lumea Comfort, acesta oprește automat emiterea de impulsuri.

Mod Glisare și Flash



Lumea Comfort permite mișcarea de glisare pentru o aplicare mai comodă și continuă.

Cel mai mic și mai ușor Lumea

Philips Lumea Comfort este cel mai mic și mai ușor produs din gama Lumea. Este ușor de ținut și îți permite să ajungi cu ușurință în toate zonele pe care dorești să le tratezi.

Nu sunt necesare piese de schimb



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea Comfort este o soluție completă, gata de utilizare chiar din cutie. Mai important, nu necesită nicio lampă de schimb sau gel.

Specificații

Zone de aplicare

Zonele corpului: Brațe, Picioare, Ombilic, Zona inghinală, Axile

Zonele feței: Bărbie, Perciuni, Buza superioară

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Senzor ton de piele: Detectează nuanța pielii tale

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru o aplicare ușoară prin mișcare

Pas și pulsație: Pentru tratarea zonelor curbate

Utilizare cu cablu / fără fir: Cu fir

Putere

Voltaj: 100-240 V

Specificații tehnice

Lampă cu performanță ridicată: Furnizează > 100.000 pulsații

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție internațională

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Ghid de utilizare rapidă, Manual de utilizare

Adaptor: 12 V/1500 mA

Timp de aplicare

Membrului inferior: 11 min

Subsuoară: 1,5 min

Zona inghinală: 1,5 min

Zonele feței: 2,5 min

