

PHILIPS

Nenä-suomaskin
pehmuste

DreamWear

Nenä-suomaskin varaosat

M-koon pehmuste



HH1128



Höyhenenkevyt.*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat.

Innovatiivinen malli

- Moduulimainen maski tuo valinnanvapautta

Helppo ja mukava käyttää

- Helppokäyttöinen
- Nenän alle asettava pehmuste

Kohokohdat

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen



Vain vähän osia: helppo koota, purkaa ja puhdistaa.

Vapaus valita



Käyttäjät voivat valita moduulimaiseen maskiin itselleen sopivimman pehmusteen.

Ei enää painauksia nenänvarressa



Koska pehmuste asettuu nenän alle, nenänvarteen ei enää synny painauksia tai ärsytystä.**

Puhdistus: pehmuste

Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Rinse thoroughly, air dry¹

Varaosat

Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Replace at first sign of wear

Tuotteen tiedot

Materiaalit: Polycarbonate, Silicone

Takuu: 90 days

