

PHILIPS

Clips magnétiques pour
masque naso-buccal

DreamWear

Accessoires pour masque naso-
buccal

avec 1 jeu de clips magnétiques

 Product Picture

HH1132

Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear naso-buccal.

Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque incluent des aimants

Facile à utiliser

- Clips magnétiques pour la fixation du harnais


Points forts

Facile à utiliser



Grâce aux clips magnétiques, la fixation du harnais à l'armature est simple et rapide !

Clips magnétiques



Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.

Caractéristiques

Avertissement : interférences magnétiques

Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Read IFU's before use.

Informations sur le produit

Garantie: 90 days

