

PHILIPS

Helmaske

DreamWear

Helmaskepakke

med middels bred pute

samt liten og middels stor
ramme



HH1127



Som om du ikke har på deg noe.*

Med friheten og komforten du får med DreamWear-helmaske kan du sove akkurat slik du vil.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

Uhindret synsfelt

- Åpen utforming for et svært bredt synsfelt

Nyskapende utforming

- Bevegelsesfrihet
- En modulær utforming for flere alternativer

Behagelig og enkel å bruke

- Lett å bruke
- Myk og fleksibel ramme
- Heldekkende pute under nesen

Høydepunkter

Bevegelsesfrihet




Ved å flytte på slangen opp på hodet gir DreamWear-helmasken større bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge én sovestilling ved bruk av DreamWear-helmaske.*

Ingen røde merker på neseryggen lenger



Den nyskapende utformingen til puten under nesen forhindrer røde merker, ubehag, og irritasjon på neseryggen.**

Uhindret sight



Den åpne utformingen gjør det enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.**

Som om du ikke har på deg noe



Den myke, fleksible rammen er behagelig å ha på om natten. Brukere har uttalt at det føles som om de ikke har på seg noe i det hele tatt.*

Valgfrihet



Den modulære utformingen gjør at brukerne kan velge puten som passer best for dem på én og samme ramme.

Lett å bruke



Består av få deler for enkel montering, demontering og rengjøring.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Produktdetaljer

Warranty: 90 days

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten
varsel. Varemerker tilhører
Koninklijke Philips N.V. eller deres
respektive eiere.

Utgivelsesdato
2021-05-21
Versjon: 3.2.1

UPC: 6 06959 04634 4

www.philips.com



** Dataanalyse av pasientpreferanseprøve fra august 2017 der n = 85 og reseptbelagte masker omfatter Resmed Airfit F10 og F20, Respironics Amara View og F&P Simplus, basert på 10 dagers bruk.
*** Designpåstand – utformingen av masken er slik at det ikke oppstår kontakt med neseryggen.
* !Se brukerveiledningen for mer detaljert informasjon om rengjøring.