

PHILIPS

Mund-Nasen-
Maske

DreamWear

Mund-Nasen-Maskenpack
Maskenrahmen, Größe M
und 4 Maskenkissengrößen

 Product Picture

HH1141/00



Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear Full Face ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Magnetclip(s)

- Die Kopfbandclips und das Maskenkissen enthalten Magnete

Freies Sichtfeld

- Offenes Design bietet ein großes Sichtfeld

Innovatives Design.

- Bewegungsfreiheit
- Modulares Design für mehr Optionen

Komfortabel und sehr benutzerfreundlich

- Einfache Bedienung
- Weicher, flexibler Rahmen
- Full Face-Maskenkissen unter der Nase

Besonderheiten

Bewegungsfreiheit



Dank der Platzierung des Schlauches oben am Kopf bietet DreamWear Full Face nachts mehr Bewegungsfreiheit. Nutzer gaben an, dass sie mit DreamWear Full Face eine beliebige Schlafposition einnehmen konnten.*

Nie wieder Druckstellen am Nasenrücken



Das innovative Design des unter der Nase aufliegenden Kissens verhindert Druckstellen, ein unangenehmes Tragegefühl und Hautreizungen auf dem Nasenrücken.**

Freies Sichtfeld



Das offene Design erleichtert das Tragen einer Brille, das Lesen, das Fernsehen oder die Verwendung eines Computers oder Tablets vor dem Einschlafen.**

Kaum zu spüren



Der weiche, flexible Rahmen ist nachts angenehm zu tragen. Nutzerbeschreibungen zufolge ist die Maske kaum zu spüren.*

Freie Auswahl



Das modulare Design ermöglicht dem Benutzer die Auswahl des für ihn am besten geeigneten Maskenkissens bei gleichbleibendem Maskenrahmen.

Einfache Bedienung



Nur wenige Teile für ein leichtes Zusammenbauen, Auseinandernehmen und Reinigen.

Magnetclips

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Maske an Ihren Arzt. Einige medizinische Geräte können durch Magnetfelder beeinflusst werden. Die Magnetclips in dieser Maske sollten einen Mindestabstand von 50 mm zu aktiven medizinischen Geräten mit besonderem Augenmerk auf implantierte Geräte wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren und Cochlea-Implantate haben. Für weitere Informationen lesen Sie die beigefügte Gebrauchsanweisung.

Daten

Warnung: Magnetische Interferenzen

Vorsicht bei Verwendung eines Schrittmachers:
Read IFU's before use.

Verwendungszweck

Für Patienten <gt/> 30 kg: with CPAP
prescription

Reinigung: Kopfband, Schlauch

Hand wash with mild detergent: Rinse
thoroughly, hang to dry¹

Reinigung: Maske

Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:
Rinse thoroughly, air dry¹

Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Replace at first
sign of wear

Produktangaben

Materialien: Nylon, Polyurethane foam,
Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex
Gewährleistung: 90 days

Operating pressure: 4 to 30 cmH2O

Sound level: 17 dBA

Number of parts: 7



* * Gemäß der Analyse der Daten einer Studie zu
Patientenpräferenzen von August 2017 mit n = 85 und
folgenden verschriebenen Masken: Resmed Airfit F10
und F20, Respirationics Amara View und F&P Simplus
(basierend auf 10 Tagen Nutzung).

* ** Designversprechen – designbedingt kommt die Maske
mit dem Nasenrücken nicht in Berührung.

* ¹Ausführlichere Reinigungsanweisungen finden Sie in der
Gebrauchsanweisung.

* Der Lieferumfang umfasst einen Standard-
Maskenrahmen (Größe M) und vier Maskenkissen für alle
Größen (S, M, MW, L). Das Schlaftherapiegerät ist nicht
im Lieferumfang enthalten.

* Die Kosten für DreamWear sind privat zu tragen und
werden in der Regel nicht von gesetzlichen
Krankenkassen erstattet.