

PHILIPS

Nenä-suomaski

DreamWear

Nenä-suomaskipakkaus

M-koon leveä pehmuste

S- ja M-koon kehys



HH1126



Höyhenenkevyt.*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat

Magneetti liittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Avoim näkökenttä

- Avoimessa maskissa on leveä näkökenttä

Innovatiivinen malli

- Vapaus liikkua
- Moduulimainen maski tuo valinnanvapautta

Helppo ja mukava käyttää

- Helppokäyttöinen
- Pehmeä, joustava kehys
- Nenän alle asettava pehmuste

Kohokohdat

Vapaus liikkua



Koska letku lähtee päälta, DreamWear-nenä-suomaski antaa enemmän liikkumavapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear-nenä-suomaski ei vaikuta heidän nukkuma-asentoonsa.*

Ei enää painaumia nenänvarressa



Koska pehmuste asettuu nenän alle, nenänvarteen ei enää synny painaumia tai ärsytystä.**

Esteetön näkyminen



Avoim malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.**

Höyhenenkevyt



Pehmeää ja joustavaa kehystä on mukava käyttää öisin. Käyttäjien mukaan se on täysin huomaamaton.*

Vapaus valita



Käyttäjät voivat valita moduulimaiseen maskiin itselleen sopivimman pehmusteen.

Helppokäyttöinen



Vain vähän osia: helppo koota, purkaa ja puhdistaa.

Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

Tekniset tiedot

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Käyttötarkoitus

Yli 30 kg painaville potilaille: Lääkärin määräys CPAP-hoitoon

Puhdistaminen: pääremmi, letku

Pese käsin miedolla puhdistusaineella:
Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan¹

Puhdistus: maski

Pese käsin miedolla puhdistusaineella:
Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua¹

Varaosat

Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda kuluneet osat heti

Tuotteen tiedot

Materiaalit: Nailon, Polyuretaanivaahdo,
Polykarbonaatti, Polyesteri, Silikoni,
Elastaani

Takuu: 90 päivää

Käyttöpaine: 4–30 cmH₂O

Äänitaso: 17 dBA

Osien määrä: 5



** Elokuussa 2017 tehty potilaiden käyttökokeemustutkimus, n = 85. Potilaille määrättyjä maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20, Respironics Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat 10 päivän käyttökokeemukseen.

*** Mallia koskeva lupaus: maski on suunniteltu sellaiseksi, että se ei kosketa nenänvartta.

¹ Lisätietoja puhdistamisesta on käyttöohjeissa.