

# PHILIPS

Magnetclips für  
Mund-Nasen-Maske

DreamWear

Mund-Nasen-Maske Ersatzteil  
mit einem Paar Magnetclips

 Product Picture

HH1132



## Als wäre sie gar nicht da.\*

Das innovative Design der DreamWear Full Face ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

### **Magnetclips**

- Die Kopfbandsclips und das Maskenkissen enthalten Magnete

### **Einfache Bedienung**

- Magnetclips für die Kopfbandbefestigung

# Besonderheiten

## Einfache Bedienung



Dank der Magnetclips lässt sich das Kopfband schnell und einfach am Maskenrahmen befestigen.

## Magnetclips

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Maske an Ihren Arzt. Einige medizinische Geräte können durch Magnetfelder beeinflusst werden. Die Magnetclips in dieser Maske sollten einen Mindestabstand von 50 mm zu aktiven medizinischen Geräten mit besonderem Augenmerk auf implantierte Geräte wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren und Cochlea-Implantate haben. Für weitere Informationen lesen Sie die beigefügte Gebrauchsanweisung.

# Daten

## Warnung: Magnetische Interferenzen

Vorsicht bei Verwendung eines

Schrittmachers: Read IFU's before use.

## Produktangaben

Gewährleistung: 90 days

