

# PHILIPS

Nenä-suomaski

DreamWear

Nenä-suomaskipakkaus

L-koon pehmuste

S- ja M-koon kehys

 Product Picture

HH1126



## Höyhenenkevyt.\*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat

### Magneetti liittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

### Avoim näkökenttä

- Avoimessa maskissa on leveä näkökenttä

### Innovatiivinen malli

- Vapaus liikkua
- Moduulimainen maski tuo valinnanvapautta

### Helppo ja mukava käyttää

- Helppokäyttöinen
- Pehmeä, joustava kehys
- Nenän alle asettava pehmuste

# Kohokohdat

## Vapaus liikkua



Koska letku lähtee päälta, DreamWear-nenä-suomaski antaa enemmän liikkumavapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear-nenä-suomaski ei vaikuta heidän nukkuma-asentoonsa.\*

## Ei enää painaumia nenänvarressa



Koska pehmuste asettuu nenän alle, nenänvarteen ei enää synny painaumia tai ärsytystä.\*\*

## Esteetön näkyminen



Avoim malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.\*\*

## Höyhenenkevyt



Pehmeää ja joustavaa kehystä on mukava käyttää öisin. Käyttäjien mukaan se on täysin huomaamaton.\*

## Vapaus valita



Käyttäjät voivat valita moduulimaiseen maskiin itselleen sopivimman pehmusteen.

## Helppokäyttöinen



Vain vähän osia: helppo koota, purkaa ja puhdistaa.

## Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

# Tekniset tiedot

**Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä**

Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa:  
Lue käyttöohje ennen käyttöä.

**Käyttötarkoitus**

Yli 30 kg painaville potilaille: Lääkärin määräys CPAP-hoitoon

**Puhdistaminen: pääremmi, letku**

Pese käsin miedolla puhdistusaineella:  
Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan<sup>1</sup>

**Puhdistus: maski**

Pese käsin miedolla puhdistusaineella:  
Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua<sup>1</sup>

**Varaosat**

Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda kuluneet osat heti

**Tuotteen tiedot**

**Materiaalit:** Nailon, Polyuretaanivaaho,  
Polykarbonaatti, Polyesteri, Silikoni,  
Elastaani

Takuu: 90 päivää

Käyttöpaine: 4–30 cmH<sub>2</sub>O

Äänitaso: 17 dBA

Osien määrä: 5



\* \* Elokuussa 2017 tehty potilaiden käyttökokeemustutkimus, n = 85. Potilaille määrättyjä maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20, Respironics Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat 10 päivän käyttökokeemukseen.

\* \* \* Mallia koskeva lupaus: maski on suunniteltu sellaiseksi, että se ei kosketa nenänvartta.

<sup>1</sup> Lisätietoja puhdistamisesta on käyttöohjeissa.