

# PHILIPS

Nenä-suomaski

DreamWear

Nenä-suomaskipakkaus

M-koon pehmuste

S- ja M-koon kehys



HH1126



## Höyhenenkevyt.\*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat

### Magneetti liittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

### Avoim näkökenttä

- Avoimessa maskissa on leveä näkökenttä

### Innovatiivinen malli

- Vapaus liikkua
- Moduulimainen maski tuo valinnanvapautta

### Helppo ja mukava käyttää

- Helppokäyttöinen
- Pehmeä, joustava kehys
- Nenän alle asettava pehmuste

# Kohokohdat

## Vapaus liikkua



Koska letku lähtee päälaelta, DreamWear-nenä-suumaski antaa enemmän liikkumavapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear-nenä-suumaski ei vaikuta heidän nukkuma-asentoonsa.\*

## Ei enää painaumiä nenänvarressa



Koska pehmuste asettuu nenän alle, nenänvarteen ei enää synny painaumiä tai ärsytystä.\*\*

## Esteetön näkymä



Avoin malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälasia, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.\*\*

## Höyhenenkevyt



Pehmeää ja joustavaa kehystä on mukava käyttää öisin. Käyttäjien mukaan se on täysin huomaamaton.\*

## Vapaus valita



Käyttäjät voivat valita moduulimaiseen maskiin itselleen sopivimman pehmusteen.

## Helppokäyttöinen



Vain vähän osia: helppo koota, purkaa ja puhdistaa.

## Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutuksista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutuksista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

# Tekniset tiedot

**Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä**

Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa:  
Lue käyttöohje ennen käyttöä.

**Käyttötarkoitus**

Yli 30 kg painaville potilaille: Lääkärin määräys  
CPAP-hoitoon

**Puhdistaminen: pääremmi, letku**

Pese käsin miedolla puhdistusaineella:  
Huuhtelee huolellisesti ja ripusta kuivumaan<sup>1</sup>

**Puhdistus: maski**

Pese käsin miedolla puhdistusaineella:  
Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua<sup>1</sup>

**Varaosat**

Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda  
kuluneet osat heti

**Tuotteen tiedot**

**Materiaalit:** Nailon, Polyuretaanivaaho,  
Polykarbonaatti, Polyesteri, Silikoni, Elastaani  
**Takuu:** 90 päivää

**Käyttöpaine:** 4–30 cmH<sub>2</sub>O

**Äänitaso:** 17 dBA

**Osien määrä:** 5



\* \* Elokuussa 2017 tehty potilaiden  
käyttökokeus tutkimus, n = 85. Potilaille määrättyjä  
maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20, Respiroics  
Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat  
10 päivän käyttökokeukseen.

\* \*\* Mallia koskeva lupaus: maski on suunniteltu  
sellaiseksi, että se ei kosketa nenänvartta.

\* <sup>1</sup>Lisätietoja puhdistamisesta on käyttöohjeissa.