

PHILIPS

IPL – uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea Prestige

Za uporabu na tijelu

15 minuta za tretman
potkoljenica

>250.000 svjetlosnih
impulsa

Bežični dizajn

SC2005/00



Dugotrajan osjećaj glatke kože bez dlačica*

Philips Lumea Prestige najučinkovitije je bežično IPL rješenje koje čini čuda u sprječavanju ponovnog rasta dlačica na tijelu. Nježni svjetlosni impulsi koji se redovito primjenjuju održavaju kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

Dugotrajno uklanjanje dlačica uz pomoć IPL tehnologije

- Uživajte u glatkoj koži svaki dan
- Učinkovitost bez napora
- Prilagođeno sigurnoj i učinkovitoj uporabi kod kuće
- Pogodan za razne tipove dlačica i kože

Nježna i učinkovita primjena, čak i na osjetljivoj koži

- Siguran i učinkovit čak i na osjetljivim područjima
- Veliki prozor za brzu primjenu
- Nježan tretman

Najviše slobode, najmanje gnjavaže

- Bežična praktičnost
- Pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti
- Nema zamjenskih dijelova, nema skrivenih troškova
- Način rada "Slide and Flash" za praktičniju primjenu
- Lumea Prestige isporučuje se u luksuznoj torbici


Istaknute znač.

IPL tehnologija



Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light – pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 dobrovoljaca sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.

Uživajte u glatkoj koži svaki dan



Lumea tvrtke Philips primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. Kao posljedica toga, količina dlačica koje izrastaju na tijelu postepeno se smanjuje. Ponavljanjem tretmana koža ostaje predivno glatka i bez dlačica.

Učinkovitost bez napora

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana (po jedan svaka dva tjedna), a rezultat je glatka

koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica. – Kako biste povećali sliku, pritisnite sliku u galeriji slika na vrhu ove stranice

Odgovarajući tip dlačica i kože



Philips Lumea učinkovito djeluje na (prirodne) tamnije plave, smeđe i crne dlačice. Philips Lumea NE djeluje učinkovito na crvene, svjetlije plave niti sijede dlačice. Philips Lumea NIJE pogodan za uporabu na vrlo tamnoj koži.

Područja primjene



S povjerenjem ga upotrebljavajte za uklanjanje dlačica s dijelova tijela ispod linije vrata: s nogu, pazuha, bikini područja, ruku i trbuha.

Brz tretman nogu




Veliki prozor za brzu primjenu i primjenu na velikim područjima kao što su noge.

Nježan tretman



Nježno za kožu.

Bežična praktičnost



Jedinstveni bežični dizajn aparata Lumea savršen je za maksimalno doseganje teško dostupnih područja i jednostavnu uporabu.

Nisu potrebni zamjenski dijelovi



Philips Lumea cjelovito je rješenje koje je spremno za uporabu čim ga raspakirate. Još važnije, ne zahtijeva zamjenske žarulje niti upotrebu gelova za brijanje.

Način rada "Slide and Flash"



Glavni način primjene omogućuje klizni pokret za praktičniju i kontinuiranu primjenu.

Specifikacije

Područja primjene

Tijelo: Ruke, Noge, Trbuh, Bikini područje, Pazusi

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Način primjene

"Slide and Flash": Za praktičnu primjenu

Žično/bežično: Bežični

"Stamp and Flash": Za primjenu na koži na pregibima

Napajanje

Napon: 100 – 240 V

Vrijeme punjenja: 100 min

Radno vrijeme: Najmanje 370 svjetlosnih impulsa

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Odašilje <gt/> 250.000 svjetlosnih impulsa

Nastavci

Nastavak za tijelo (4 cm²): Za uporabu ispod linije vrata

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Punjač: Višenaponski punjač

Pohrana: Luksuzna torbica

Dodatna oprema: Krpica za čišćenje

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 8 min

Pazusi: 1 min

Bikini linija: 1 min

